

EN	<div>Prior to use, carefully read the instructions for use.</div>
-----------	---

GC Acrylic Primer
Light-curing Primer for bonding composites to acrylics

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INTENDED USE

Increases the adhesiveness of light-curing composites to conventional acrylic resins used in dental laboratory procedures (e.g. modification of denture teeth / denture base resins).

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to methyl methacrylate monomer, poly methyl meth-acrylate polymer of acetone.

DIRECTIONS FOR USE

- Preparation of adhesion area. Roughen the surface by sandblasting with aluminum oxide (50µm at 2bar) or by roughening by tungsten burrs. Clean the surface by steam cleaner or clean with oil free air. The prepared surface should not be touched anymore.
- Applying GC Acrylic Primer. Dispose a few drops of GC Acrylic Primer into a dispensing dish. Wet the adhesion area with GC Acrylic Primer by using a brush and light-cure the area to polymerize the material. Irradiation time and curing unit

Curing Unit	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II	
	Step-mode	Full-mode	Pre-cure	Final cure
GC A. Pr.	20sec.	3min.	20sec.	3min.

NOTE:

- Light-cure completely for an effective bonding strength.
- Use a protective light shield or similar protective eye wear during light-curing.
- Use fresh material and avoid leaving the material dispensed for a long period of time. Its high volatilization may cause insufficient curing or may decrease the bonding strength if it has been left too long on a dispensing dish.
- Remove excess material to avoid any cause of decrease of the bonding strength.
- Layering of composite resin materials.

Before layering make sure the to be layered surface is free of any impurities. Place light-curing composite resin materials on the adhesion area and polymerize them in accordance with the manufacturer’s instruction for use (e.g. GRADIA PLUS (GC)).

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight.

PACKAGES

GC Acrylic Primer, Bottle 6mL

CAUTION

- In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If such reaction occurs, discontinue the use of the product and refer to a physician.
- The device cannot be used by other than by a dental professional.
- The device cannot be used for any indication other than in accordance with the manufacturer’s instruction for use.
- When cutting and polishing the prosthesis, wear a safety goggles, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.
- Don't reuse a brush with other products.
- When carrying out the work, to provide sufficient ventilation to prevent headache etc. If it were inhaled by human, move to fresh location.
- Avoid inhalation or ingestion of material.
- Do not use near naked flame. Keep away from sources of ignition. Keep away from direct sunlight.
- If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator, otherwise store at room temperature. GC Acrylic Primer is to be used at room temperature.
- GC Acrylic Primer is volatile. Use in a well-ventilated place. Apply to adhesion area and close the bottle quickly after application.
- Before closing the liquid bottle we advise to clean the nozzle. Always vertically close the bottle.
- In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical attention.
- In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton soaked in alcohol. Rinse immediately with water.
- In case of surface spills, immediately wipe off with a dry cloth.
- Do not mix with other similar products.
- Dispose all waste in accordance with local regulations.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gceurope.com> They can also be obtained from your supplier.

Last revised: 06/2018

GC **CE** 0086

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai,
Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Habashi-ku,
Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240,
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 100

PRINTED IN BELGIUM

EN	<div>Předni úroveň vnitřně promětlivě instrukční texty za použití.</div>
-----------	--

GC Acrylic Primer
Фотополмеризацй прајмер за свързване на композит към пластмаса

За употреба само от дентални специалисти по препоръчаните индикации.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Задравява връзката на фотополимеризираща композит към конвенционална пластмаса, използвана при дентални конструкции (напр. модифициране на зъби от протези / протезна основа).

КОНТРАИДИКАЦИИ

Не използвайте при пациенти с известна алергия към метакрилатен мономер, полиметилметакрилатен полимер или ацетон.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

- Подготовка на областта, подлежаща на свързване. Нагряване е повърхността чрез пясъчоструене с алуминиев оксид (50µm при 2бар) или чрез нагряване с карбидно борне. Повърхността трябва да е безмаслена и без остатъци от прах. Почистете повърхността с пароструйка или почистете с обезмаслен въздух. Подготовената повърхност не трябва да се докосва повече.
- Нанесете GC Acrylic Primer. Дозирайте няколко капки GC Acrylic Primer в смесителния съд. Омокрете зоната за свързване с GC Acrylic Primer с четка и фотополимеризирайте материала.

Време за облъчване и полимеризиращ уред

Полиме-ризиращ уред	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II	
	Сътков режим	Пълен режим	Преполиме-ризация	Окончателна полимеризация
GC A. Pr.	20сек.	3мин.	20сек.	3мин.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Фотополимеризирайте напълно за ефективна задравина на връзката.
- Използвайте предпазител за светлина или носете очила, предаващи по време на полимеризацията.
- Използвайте пресен материал и не го оставяйте открит за дълъг период от време. Неговата висока летливост може да доведе до недостатъчна полимеризация или може да намали здравината на връзката, ако е бил оставен твърде дълго в съда за дозiranje.
- Отстранете излишния материал, за да премахнете всяка причина за намаляване на здравината на връзката.

- Насловане на композитен материал. Преди насловането се уверете, че повърхността, подлежаща на насловане, е добре почистена. Нанесете фотополимеризащ композит в зоната за свързване и го полимеризирайте според изискванията на производителя (напр. GRADIA PLUS (GC)).

СЪХРАНЕНИЕ

За оптимално представяне се препоръчва съхранение на хладно и тъмно място (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) далеч от високи температури или директна слънчева светлина.

ОПАКОВКИ

GC Acrylic Primer, Бутилка 6mL

ВНИМАНИЕ

- В редки случаи, продуктът може да предизвика чувствителност при някои хора. При такава реакция, прекратете употребата на материала веднага и се обърнете към лекар.
- Продуктът не може да бъде използван от друг освен от дентален специалист.
- Продуктът не може да бъде използван за други индикации освен посочените в инструкциите за употреба на производителя.
- Кагато режете и полирате конструкцията, носете защитни очила, маска и използвайте аспиратор, за да избегнете поглъщане на прах.
- Не използвайте четката за други продукти.
- По време на работа осигурете достатъчна вентилация, за да предотвратите главоболие и тн. Ако бъде вдъхан от човек, преместете го на чист въздух.
- Предотвратете вдъшане или поглъщане на материала.
- Не използвайте в близост до открит огън. Дръжте далеч от източници на искри. Дръжте далеч от директна слънчева светлина.
- Ако се използва дълъг период от време, съхранявайте в хладилник, в противен случай съхранявайте на стайна температура. GC Acrylic Primer се използва при стайна температура.
- GC Acrylic Primer е летлив. Използвайте в добре проветрени помещения. Нанесете върху областта за свързване и затворете капачката незабавно след употреба.
- Преди затваряне на бутилката Ви съветваме да почистите дозатора. Винаги затваряйте бутилката във вертикална позиция.
- В случай на контакт с очите, незабавно измийте с вода и потърсете медицинска помощ.
- В случай на контакт с оралните тъкани или кожата, незабавно отстранете с гъба или памучен тупфер, напоен в алкохол. Измийте незабавно с вода.
- Ако се разсипе върху повърхността, незабавно поийте с кърпа.
- Не смесвайте с други подобни продукти.
- Изхвърляйте всички отпадъци според местните разпоредби.
- Лични предпазни средства (ЛПЗ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни според GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност,налични на: www.gceurope.com Те също могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

Последна редакция: 06/2018

BG

Před použitím si pozorně přečtěte návod na použití.

GC Acrylic Primer
Světelnou tuhnoucí primer pro bonding kompozitů k akrylátům

Určeno k použití výhradně v dentální praxi v doporučených indikacích.

URČENO K POUŽITÍ

Zvyšuje vazbu světlem tuhnoucích kompozitů ke konvenční akrylátové pryskyřici, která se používá při pracovních postupech v zubní laboratoři (např. úprava zubních náhrad / náhrady na bázi pryskyřice).

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte tento produkt u pacientů se známou alergií na metakrylátový monomer a polymer nebo aceton.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Příprava prostoru pro adhezi. Površinu povrch pískáním oxidem hlinitým (50µm při 2barech) nebo pomocí wolframového vrtáčku. Povrch očistěte párou nebo vzduchem bez příměsí oleje. Připravenou povrchu se vice nedotýkejte.
- Aplikujte GC Acrylic Primer. Kápněte několik kapek GC Acrylic Primer do míchací misky. Zvlhčete oblast adheze nanesením GC Acrylic Primer pomocí štětky a poté celou oblast spolu s materiálem zpolymeruje.

Čas polymerace a polymerační lampy

Polyme-rační lamp	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II	
	Step-mo-de	Full-mo-de	Předpoly-merace	Konečná polymerace
GC A. Pr.	20 sek.	3 min	20 sek.	3 min

POZNÁMKA:

- Zpolymerujte kompletně, aby bylo dosaženo efektivní vazby.
- Používejte ochranný štít nebo podobný ochranný prostředek oči během polymerace.
- Používejte čerstvý materiál a vyhněte se dlouhému uchování zbytku materiálu. Materiál je velmi těkavý a jeho odpařování může snížit efektivnost nebo pevnost vazby pokud zůstane příliš dlouho v míchací misticě.
- Odstraňte přebytečný materiál, aby se zabránilo snížení pevnosti vazby.
- Vrstvení kompozitních pryskyřičných materiálů. Před začátkem vrstvení se ujistěte, že na povrch nejsou žádné nečistoty. Umístěte světlem tuhnoucí pryskyřičný kompozit na místo ošetřené adhezivním prostředkem a polymerujte v souladu s návodem k použití výrobce (např. GRADIA PLUS (GC)).

SKLADOVÁNÍ

Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje skladovat na chladném a tmavém místě (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) mimo dosah vysokých teplot a slunečního záření.

BALENÍ

GC Acrylic Primer, lahvička 6mL

UPOZORNĚNÍ

- V výjimečných případech může výrobek u některých pacientů způsobit citlivost. Dojde-li k takové reakci, přerušete používání přípravku a vyhledejte lékaře. Prostředek mohou používat jen dentaální profesionálové.
- Prostředek nesmí být použitý pro jiné indikace, než je uvedeno v návodu k použití výrobce.
- Při broušení a leštění protézou nosíte ochranné brýle, používejte protiprachovou masku, aby nedošlo k vdechnutí částecek prachu.
- Nepoužívejte štětec s jinými produkty.
- Při práci zajistěte dostatečné větrání místnosti, aby se zabránilo bolesti hlavy atd. Pokud se osoba materiálu nadýchá, odvedte ji na dobře větrané místo.
- Zamezte vdechnutí a požití materiálu.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Uchovávejte mimo dosah zdrojů hoření. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, skladujte ho v chladničce, jinak je možné ho skladovat při pokojové teplotě. GC Acrylic Primer by se měl používat při pokojové teplotě.
- GC Acrylic Primer je těkavý. Používejte v dobře větrané místnosti. Aplikujte do oblasti adheze a po aplikaci rychle uzavřete lahvičku.
- Před uzavřením lahvičky důkladně vyčistit trysku. Lahvičku uzavřete vždy ve svislé poloze.
- V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě kontaktu se sliznicí úst nebo pokožkou okamžitě odstraňte houbočkovou nebo bavlnou namočenou v alkoholu. Ihned opláchněte vodou.
- V případě potřísnění povrchu ihned otřete suchou utěrkou.
- Nemíchávejte s jinými produkty..
- Zbytky likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Vždy používejte ochranné pomůcky jako rukavice, roušku a ochranný kryt očí.

Některé výrobky, které jsou uváděny v návodu k použití, mohou být klasifikovány podle GHS jako nebezpečné. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese: www.gceurope.com Můžete je také získat u svého dodavatele.

Posledně upravené: 06/2018

CS

Prioro použitím si pozorně přečtěte návod k použití.

GC Acrylic Primer
Svetelnou tuhnoucí primer pro bonding kompozitů k akrylátu

Samo za stručnu dentalnu uporabu v preporučenim indikacijama.

NAMJENA

Povećava adhezivnost svjetlosno polimerizirajućih kompozita za konvencionalne akrilate koji se koriste u laboratorijskim postupcima (npr. modifikacija proteznih zubi / akrilati za bazu proteze).

KONTRAINDIKACIJE

Izbjegavati korištenje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na metilmetakrilatni monomer, polimetilmetakrilatni polimer ili aceton.

UPUTE ZA UPORABU

- Priprema područja za adheziju. Površinu ohrapaviti pješenjem aluminiij-oksidom (veličine čestica 50 µm pri pritisku od 2 bara) ili hrapavljemjem tungsten karbidnim srdljima. Očistiti površinu parom čistačem ili bezuljniim zrakom. Pripremljenu površinu više ne dirati.
- Nanošenje GC Acrylic Primer. Nanijeti nekoliko kapi GC Acrylic Primer u posudu za doziranje. Navlažiti područje adhezije s GC Acrylic Primer pomoću kista te polimerizirati svjetlom područje za polimerizaciju materijala.

Vrijeme osvjetljavanja i uređaj za polimerizaciju

Uređaj za polimerizaciju	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II	
	Postupna polimerizacija	Cjelokupna polimerizacija	Predpolimerizacija	Završna polimerizacija
GC A. Pr.	20 sek.	3 min	20 sek.	3 min

VAŽNO:

- Svjetlosnu polimerizaciju izvršiti do kraja kako bi se postigla učinkovita čvrstoća spajanja.
- Koristiti zaštitu od svjetla ili silicnu zaštitu za oči tijekom svjetlosne polimerizacije.
- Koristiti svježi materijal i izbjegavati ostavljanje već doziranog materijala duže vrijeme. Njegova visoka hlapljivost može uzrokovati nedovoljnu polimerizaciju ili smanjiti čvrstoću spajanja i/ili materijal predugo stajao u posudi za doziranje.
- Odstraniti višak materijala kako bi se izbjegao bilo kakav uzrok smanjenja čvrstoće spajanja.
- Slojevanje kompozitnih materijala. Prije slojevanja provjeriti čistoću površine za slojevanje. Postaviti svjetlosno polimerizirajuće kompozitne materijale na područje adhezije i polimerizirati ih skladno proizvođačevim uputama za uporabu (npr. GRADIA PLUS (GC)).

ČUVANJE

Za optimalne rezultate preporuča se čuvanje na hladnom i tamnom mjestu (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F) daleko od visokih temperatura ili direktnog sunčevog svjetla.

PAKIRANJE

GC Acrylic Primer, bočica 6 ml

UPOZORENJE

- U rijetkim slučajevima proizvod može uzrokovati osjetljivost kod nekih ljudi. U slučaju takve reakcije, prekinuti uporabu proizvoda i obratiti se liječniku.
- Uređaj smije koristiti samo dentačni stručnjaci.
- Uređaj se smije koristiti samo za indikacije navedene u proizvođačevim uputama za uporabu.
- Pri broušenju i poliranju radova treba nositi zaštitne naočale, koristiti sakupljač prašine i zaštitnu masku od prašine kako bi se izbjegnulo udisanje prašine od rezanja.
- Kist ne koristiti ponovno s drugim proizvodima.
- U radu osigurati dovoljnu ventilaciju za sprječavanje glavobolje i sl. Ako je došlo do udisanja praš, osobu treba iznijeti na zrak.
- Izbjegavati udisanje ili gutanje materijala.
- Ne koristiti blizu otvorenog plamena. Držati dalje od izvora paljenja. Držati dalje od direktne sunčeve svjetlosti.
- Ako se ne koristi duže vrijeme, proizvod čuvati u hladnjaku, inače čuvati na sobnoj temperaturi.
- GC Acrylic Primer koristi se na sobnoj temperaturi.
- GC Acrylic Primer je hlapljiv. Koristiti ga u dobro prozračenom prostoru. Nanijeti ga na područje adhezije i bočicu zatvoriti odmah nakon nanošenja.
- Prije zatvaranja bočice s tekućinom preporuča se očistiti mlaznicu. Bočicu uvijek zatvarati uspravno.
- U slučaju dodira s ocima, odmah isprati vodom i obratiti se liječniku.
- U slučaju dodira s oralnim tkivom ili kožom, odmah odstraniti spužvom ili vatom namočenom u alkohol. Odmah isprati vodom.
- U slučaju razlijevanja, odmah obrisati suhom krpom.
- Ne miješati s drugim, sličnim proizvodima.
- Save otpad zbrinuti skladno lokalnim propisima.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputama za uporabu mogu se klasificirati kao opasni skladno Globalno harmoniziranom sustavu klasifikacije i označavanja kemikalija (GHS). Uvijek se treba upoznati sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnima na: www.gceurope.com Mogu se bavaviti i od dobavljača.

Zadnje izdavanje: 06/2018

Használat előtt olvassa el figyelmesen az instrukcióját stovosovnia.

GC Acrylic Primer
Fényre kötő Primer kompozit és akrilát bondozásához

Használatását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATA

A fényre kötő kompozitok és a fogtechnikai munkálatokhoz (pl. fogpótlás fogaink /alajának átalakításához) használatos hagyományos akrilát rezinek adhéziójának növelése.

ELLENJAVALLATOK

Kerülje a termék használatát olyan páciensek esetében, akik allergiások a metil-metakrilát monomerekre, a metil-metakrilát polimerekre és az acetona.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Adhéziós terület előkészítése. Erősítse a felszín alumínium-oxidos homokfújjással (50 µm, 2 bar) vagy erősítse wolfram-fúróval. Tisztítsa le a felszín gőzzel vagy olajmentes levegővel. Az előkészített felszínhez ne érjen hozzá!
- A GC Acrylic Primer aplikálása. Adagoljon néhány csepp GC Acrylic Primert egy adagolóálkába. Egy esetleges nedvességet be az adhéziós területet GC Acrylic Primerrel, majd fénykezelje a területet az anyag polimerizálásához.

Megvilágítási idő az egyes eszközök esetén

Eszköz	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II	
	Részleges	Teljes	Predpolimerizacija	Závrsna polimerizacija
GC A. Pr.	20 mp	3 perc	20 mp	3 perc

MEGJEGYZÉS:

- A hatékony kötés erő érdekében fénypolimerizálja teljesen
 - Használjon fényvédőpajzsot vagy más szemvédőt a fénykezelés során.
 - Használjon friss anyagot és ne hagyja az anyag sokáig kiadagolva. Az anyag erős ilékonysgáa sikertelen kötés vagy csökkent kötési erőt eredményez, ha túl sokáig áll az adagolóálkában.
 - Távolítsa le a felesleges anyagot a kötés erő csökkentésének elkerülése érdekében.
- A kompozit rezin anyagok rétegezése. A rétegezés előtt győződjön meg róla, hogy a felület mentes a szennyeződésektől. Helyezze a fényre kötő kompozit rezin anyagot az adhéziós területre, majd a gyártó utasításainak megfelelően polimerizálja (pl. GC Gradia Plus (GC)).

TÁROLÁS

Az optimális teljesítmény érdekében tárolja hűvös, sötét helyen (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F), védve a nagy hőtől, közvetlen napfénytől.

KISZERELÉS

GC Acrylic Primer, Üveges 6 ml

FIGYELMEZTÉS

- Kivételese esetekben a termék néhány embernél érzékenységet okozhat. Amennyiben bármilyen ilyen tapasztal, függessze fel a kezelést és forduljon szakemberhez.
- Csakis fogászati szakember által használható.
- Bármilyen indikáció esetében csak a gyártó utasításainak megfelelően használható.
- A protézis végágsárok és polirozásakor viseljen védőszemveget, használjon porcszívót és maszkot, hogy elkerülje a végás során keletkező por belélegzését.
- Ne használja új az esetet más termékhez.
- A munkafolyamat során biztosítsa a megfelelő szellőzést hogy elkerülje például a belélegzés okozta fejfájást. Amennyiben valaki belélegezte, vigye a személyt friss levegőre.
- Kerülje az anyag belélegzését és lenyelését.
- Ne használja nyíl láng közelében. Tartsa távol a tűzfóráskótló és a közvetlen napfénytől.
- Ha hosszabb ideig nem használja, tárolja az anyagot hűtőszekrényben, egyéb esetekben pedig szobahőmérsékleten. A GC Acrylic Primert szobahőmérsékleten kell használni.
- A GC Acrylic Primer illekony. Használja jól szellőző helyen. Az aplikáció után azonnal zárja vissza az üveget.
- Az üveg visszaszárasa előtt tisztítsa meg az üveg nyílását. Mindig függőlegesen tartva zárja vissza. Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.
- Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.
- Amennyiben az anyag nyálkahártyára kerül, azonnal távolítsa el egy alkoholla mártott szivacs-vagy vattadarabbal. Öblítse le vízzel.
- Amennyiben az anyag kiömlik, azonnal itassa fel száraz ruhával.
- Ne keverje más, hasonló anyagokkal.
- A keletkező hulladékok a helyi rendelkezéseknek megfelelően kezelje.
- Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, biztonságsi szemvédőt.

Némely termék, amire jelen útmutatóban hivatkozunk, a GHS besorolása szerint veszélyes lehet. Kérjük, mindig tájékozódjon az alábbi oldalakon elérhető biztonsági adatlapokból: www.gceurope.com A biztonsági adatlapok kereskedőjétől is beszerezhető.

Utoljára módosítva: 06/2018

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję stosowania.

GC Acrylic Primer
Światłoutwardzalny primer do łączenia kompozytów z akrylami

Do stosowania wyłącznie przez dentystyczny personel medyczny zgodnie z zalecanymi wskazaniami.

PRZEZNACZENIE

Zwiększa adhezję kompozytów światłoutwardzalnych do konwencjonalnych żywic akrylowych stosowanych do procedur w laboratorium protetycznym (np. modyfikacja zębów akrylowych/plyt protez).

Пред použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie

SK

GC Acrylic Primer
Svetlom tuhúci Primer pre väzbu kompozitov na akryláty

Určené na použitie výhradne v dentálnej praxi v odporúčaných indikáciách.

ODPORÚČANÉ INDIKÁCIE

Zvyšuje väzbu svetlom tuhých kompozitov ku konvenčným akrylátovým živiciam používaných v zubných technikách (napr. modifikácia protézových zubov / bazálnej väzby).

KONTRAINDIKÁCIE

Vyhnete sa používaniu tohto výrobku u pacientov so znáμου alergiou na metyl metakrylátový monomérr, polymetyl metakrylátový polymér alebo acetón.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Príprava väzobnej plochy: Zdrsňte povrch opieskovaním s oxidom hlinitým (50 µm pri tlaku 2 barov), alebo opracovaním pomocou volfrámových fréz. Vyčistite povrch parovou čističkou alebo vzduchom (bez oleja). Takto pripraveného povrchu sa už nesmie dotýkať.
- Aplikácia GC Acrylic Primer: Nadávajúce niekoľko kvapiek GC Acrylic Primer do dávkovacej nádoby. Na pripravenú väzobnú plochu štetcom naneste GC Acrylic Primer a polymerizujte ho svetlom.
- Časy osvetlenia a polymerizačné lampy

Polimeri-začné lampy	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II		
	Step-mode	Full-mode	Predpolymerizácia	Finálna polymerizácia	
GC A. Pr.	20 sek.	3min.	20 sek.	3min.	

POZNÁMKY:

- Kompletne polymerizujte svetlom pre účinnú pevnosť väzby.
- Používajte ochranné svetelné tienidlo alebo podobnú ochranu pre oči počas vytvrdzovania svetlom.
- Používajte čerstvý materiál a vyhnete sa dlhému uchovávaníu zbytkov materiálu. Jeho vysoké vyparovanie, môže spôsobiť nedostatocné vytvrdenie alebo môže dôjsť k zníženiu väzby, ak bol materiál ponechaný príliš dlho v dávkovacej nádobke.
- Odstráňte prebytočný materiál, aby sa zabránilo akekkoľvek príčiny zníženia väzby.
- Vrstvenie kompozitných živíc.

Pred navrstvením sa uistíte, že je pripravený povrch bez akýchkoľvek nečistôt. Umiestnite svetlom tuhúcu kompozitnú živicu na adhezívne oblasti a polymerizujte v súlade s pokynnými výrobou pre použitie (napr. GRADIA PLUS (GC)).

SKLADOVANIE

Pre zachovanie optimálnych vlastností je doporučené skladovať na chladnom a tmavom mieste (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F), chrániť od vysokých teplôt a priameho svetla.

BALENIE

GC Acrylic Primer, 6 ml fľaštička

UPOZORNENIA

- Vo výnimkových prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa takéto reakcie objavia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.
- Výrobok nemôže byť používaný inak ako v stomatologickej praxi.
- Výrobok nemožno použiť na iný účel, ako v súlade s pokynnými výrobou pre použitie.
- Pri opracovaní a leštení protézyp používajte ochranné okuliare, masku a odsávanie, aby sa zabránilo vdychovaniu brúsneho prášku.
- Oprakovane nepoužívajte štetec s inými produktmi.
- Pri vykonávaní prác, zabezpečte dostatočné vetranie, aby sa predišlo bolestiam hlavy atď. Pokiaľ sa osoba nadychala materiálu, odvedzte ju na dobre vetrané miesto.
- Zabráňte vdýchnutiu alebo požitiu materiálu.
- Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- Ak materiál nie je používaný dlhší čas, uskladňujte ho v chladničke, alebo inak, ho je možné skladovať pri izbovej teplote. GC Acrylic Primer sa používa pri izbovej teplote.
- GC Acrylic Primer je prchavý. Používajte ho na dobre vetranom mieste. Naneste na väzobné plochy a fľaštičku rýchlo uzavzte po aplikácii.
- Pred uzavretím fľaštičky doporučujeme vyčistiť trysku. Fľaštičku uzavzavajte vždy v zvislej polohe.
- V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade zasiahnutia ústneho tkaniva, ihneď odstráňte hubku alebo vatovou peletou. Po dokončení ošetronia vypláchnite vodou.
- V prípade povrchových rozlziatia, ihneď zotrite suchou handričkou.
- Nemiešajte s inými podobnými produktmi.
- Zlikvidujte všetok odpad v súlade s miestnymi predpismi.
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.

Niektoré výrobky v tomto návode na použitie môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na: www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Naposledy upravené: 06/2018

Пред употребо натанчно преберите наводія за uporabo

SL

GC Acrylic Primer
Svetlosno polimerizujúci primer za vezavo kompozitov na akrilate

Za uporabo pri profesionalnih zobozdravstvenih delavcih za priporočene indikacije

NAMENI UPORABE

Poveča adhezivnost svetlosno-strjujočih kompozitov na konvencionalne akrilne smole, ki se uporabljajo v zobotehničnih laboratorijih (npr. modifikacije zobnih protez/baz zobnih protez).

KONTRAINDIKACIJE

Izogibajte se uporabi tega izdelka pri pacientih, ki imajo znane alergije na metil metakrilatno monomero, poli metilmetakrilatno polimero ali aceton.

NAVODILA ZA UPORABO

- Príprava področja adhezije. Grobo obdelajte površino s peskanjem za aluminijevim oksidom (50 µm pri 2 barih) ali brusite površino s karbidnimi svedri. Očistite površino s parnim čistilcem ali očistite z zrakom brez olj. Pripravijene površine se ne dotikajte več.
- Nanos GC Akrilnega primerja. Kapanje nekaj kapljic GC akrilnega primerja v dozirno posodico. Omočite mesto adhezije z GC Akrlinim primerjem na čopič in svetlobno polymerizujte področje.
- Čas osvetlitve in model polymerizacijske lampy

Polimeri-začjska lučka	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II		
	Način postopnega začetka	Celoten način	Pred-polymerizaci-ja	Končna	
GC A. Pr.	20 sek	3 min	20 sek.	3 min.	

OPOMBE

- Polimerizirajte v celoti za učinkovito moč vezave
- Uporabljajte zaščitna očala ali podobno zaščito za oči med svetlobno polymerizacijo.
- Uporabljajte svež material in se izogibajte temu, da pustite pripravljen material stati daljše obdobje. Njegova visoka hlapljivost lahko povzroči nezadostno polymerizacijo ali lahko zmanjša moč vezave, če je bil predlogo na zraku
- Odstranite višek materiala, da se tako izognete kakršnemu koli vzroku zmanjšanja moči vezave.
- Nanašanje plasti kompozitnega materiala. Pred nanosom se prepričajte, da je površina za nanos brez nečistot. Naneste svetlobno-strjujoč na področje za adhezijo in ga polymerizirajte v skladu s proizvajalčevimi navodili (npr. GRADIA PLUS –GC).

SHRANJEVANJE

Za optimalno izvedbo je priporočeno shranjevanje v hladnem in temnem prostoru (4-25 C/ 39,2 -77,0 F) stran od visokih temperatur in direktno sončne svetlobe.

PAKIRANJA

GC Acrylic primer, steklenička 6 ml

PAZLJIVO

- V redkih primerih lahko izdelek povzroči preobčutljivost pri nekaterih. Če se takšna reakcija pojavi, prenehajte z uporabo tega izdelka in se posvetujte s svojim zdravnikom
- Izdelek lahko uporabljajo samo profesionalni zobozdravstveni delavci
- Izdelek se ne sme uporabljati za kakšno drugo indikacijo, le za tiste v skladu s proizvajalčevimi navodili
- Ko oblikujete ali polirate zobne proteze, uporabljajte zaščitna očala, lovilec prahu oz. komoro ali nosite proti prašno masko, da se izognete inhalaciji prahu
- Copiča se ne sme ponovno uporabiti za druge izdelke
- Ko delate, poskrbite za ustrezno ventilacijo, da preprečite glavobole i sl. Ako je došlo do udisanja para, osobu trebaizvesti na vazduh.
- Izogibajte udisanje in gutanje materijala.
- Ne koristiti blizu otvorenog plamena. Držati dalje od izvora paljenja. Držati dalje od direktne svetlosti svetlosti.
- Ako se ne koristi duže vreme, proizvod čuvati u frižideru, inače čuvati na sobnoj temperaturi. GC Acrylic Primer koristi se na sobnoj temperaturi.
- GC Acrylic Primer je isparljiv. Koristiti ga u dobro proventnom prostoru. Naneti ga na područje adhezije i bočicu zatvoriti odmah nakon nanošenja.
- Pre zatvaranja bočice s tečnošću preporučuje se čišćenje mlaznice. Bočicu uvek zatvarati uspravno.
- U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i obraditi se lekaru.
- U slučaju dodira sa oralnim tkivom ili kožom, odmah odstraniti sunderom ili vatom namočenom u alkohol.
- U slučaju razlivanja, odmah obrisati svom krpom.
- Ne mešati s drugim, sličnim proizvodima.
- U slučaju dodira s kožom, odmah obrisati svom krpom. Ne mešati s drugim, sličnim proizvodima.
- U slučaju poltija površine, nemudoma obrišete s suho krp.
- Ne mešajte z drugimi podobnimi izdelki
- Odvrzite vse odpadke v skladu z lokalnimi predpisi
- Oseba varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati

Nekateri izdelki so lahko prepoznani kot nevarni v skladu z GHS. Vedno preberite varnostne liste, ki so na voljo : www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

Zadnja izdaja: 06/2018

Pre uporabe pažljivo prečitatı instrukcije z vikorıstanjem

SR

GC Acrylic Primer
Пример светлосно polimerizujući primer za spajanje kompozita za akrilat

Samo za stručnu stomatološku upotrebu i preporučenih indikacijama.

NAMENA

Poveča adhezivnost svetlosno polimerizujućih kompozita za konvencionalne akrilate koji se koriste u laboratorijskim postupcima (npr. modifikacija protezних zub / akrilati za bazu proteze).

KONTRAINDIKACIJE

Izbegavati korišćenje ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na metilmetakrilatni monomer, polimetilmetakrilatni polimer ili aceton.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Preparovanja područja za adheziju. Površinu hrapraviti peskarenjem aluminijum-oksidom (veličine čestica 50 µm pri pritisku od 2 bara) ili hrapavljenjem tungsten karbidnim svrtilima. Očistiti površinu parnim čistačem ili bezuljnim vazduhom. Pripremljenu površinu više ne dirati.
- Nanesenja GC Acrylic Primera. Naneti nekoliko kapi GC Acrylic Primera u posudu za doziranje. Navlažiti područje adhezije GC Acrylic Primerom pomoću četkice te polymerizovati svetlom područje za polymerizaciju materijala.
- Vreme osvetljavanja i uređaj za polymerizaciju

Uredjaj za polimerizaciju	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II		
	Postupna polymerizacija	Celokupna polymerizacija	Predpolimerizacija	Završna polymerizacija	
GC A. Pr.	20 sek.	3 min.	20 sek.	3 min.	

VAŽNO:

- Svetlosno polimerizaciju izvršiti do kraja kako bi se postigla efikasna čvrstoća spajanja.
- Koristiti zaštitu od svetla ili sličnu zaštitu za oči tokom svetlosne polymerizacije.
- Koristiti svež materijal i izbegavati ostavljanje već doziranog materijala duže vreme. Njegova visoka isparljivost može uzrokovati nedovoljnu polymerizaciju ili smanjiti čvrstoću spajanja ako je materijal predugo stajao u posudi za doziranje.
- Odstraniti višak materijala kako bi se izbegao bilo kakav uzrok smanjenja čvrstoće spajanja.
- Slojevanje kompozitnih materijala. Pre slojevanja proveriti čistoću površine za slojevanje. Postaviti svetlosno polymerizujuće kompozitne materijale na područje adhezije i polymerizovati ih u skladu sa proizvođačevim uputstvom za to (npr. GRADIA PLUS (GC)).

ČUVANJE

Za optimalne rezultate preporučuje se čuvanje na hladnom i tamnom mestu (4–25 °C/39,2–77,0 °F) daleko od visokih temperatura ili direktnog sunčevog svetla.

PAKOVANJE

GC Acrylic Primer, bočica 6 ml

UPOZORENJE

- U retkim slučajevima proizvod može uzrokovati osetljivost kod nekih ljudi. U slučaju takve reakcije, prekinuti upotrebu proizvoda i obratiti se lekaru.
- Uredaj sme koristiti samo stomatolog.
- Uredaj se sme koristiti samo za indikacije navedene u proizvođačevim uputstvu za rad.
- Pri brušenju i poliranju radova treba nositi zaštitne naočare, koristiti sakupljač prašine i zaštitnu masku od prašine kako bi se izbeglo udisanje prašine od rezanja.
- Četkicu ne koristiti ponovo s drugim proizvodima.
- U radu osigurati dovoljno ventilacije za sprečavanje glavobolje i sl. Ako je došlo do udisanja para, osobu trebaizvesti na vazduh.
- Izogibavati udisanje in gutanje materijala.
- Ne koristiti blizu otvorenog plamena. Držati dalje od izvora paljenja. Držati dalje od direktne svetlosti svetlosti.
- Ako se ne koristi duže vreme, proizvod čuvati u frižideru, inače čuvati na sobnoj temperaturi. GC Acrylic Primer koristi se na sobnoj temperaturi.
- GC Acrylic Primer je isparljiv. Koristiti ga u dobro proventnom prostoru. Naneti ga na područje adhezije i bočicu zatvoriti odmah nakon nanošenja.
- Pre zatvaranja bočice s tečnošću preporučuje se čišćenje mlaznice. Bočicu uvek zatvarati uspravno.
- U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i obraditi se lekaru.
- U slučaju dodira sa oralnim tkivom ili kožom, odmah odstraniti sunderom ili vatom namočenom u alkohol.
- U slučaju razlivanja, odmah obrisati svom krpom.
- Ne mešati s drugim, sličnim proizvodima.
- U slučaju dodira s kožom, odmah obrisati svom krpom. Ne mešati s drugim, sličnim proizvodima.
- U slučaju dodira s kožom, odmah obrisati svom krpom. Ne mešati s drugim, sličnim proizvodima.
- U slučaju poltija površine, nemudoma obrišete s suho krp.
- Ne mešajte z drugimi podobnimi izdelki
- Odvrzite vse odpadke v skladu z lokalnimi predpisi
- Oseba varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati

Neki proizvodi navedeni u ovom uputstvu za rad mogu se klasifikovati kao opasni u skladu sa Globalno harmonizovanim sistem u klasifikacije i označavanja hemikalija (GHS). Uvek se treba upoznati sa sigurnosno-tehničkim stranicama materijala dostupnima na: www.gceurope.com
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

Posljednja revizija: 06/2018

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використанням

UK

GC Acrylic Primer
Пример світлосно polimerizujúci primer за бонднгу композитів до акрилу

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

Підвищує адгезію композитів світлової полімеризації до звичайних акрилових пластмас, що використовуються під час стоматологічних лабораторних процедур (наприклад, для модифікації пластмасових зубів / пластмасової бази протезів).

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не використовувати для пацієнтів з підтвердженою алергією на метилметакрилатний мономер, поліметил-метакрилатний полімер чи ацетон.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- Припревання адгезивної ділянки. Заргубте поверхню за допомогою пікоструменевого апарату оксидом алюмінію (50 µm при 2 барі) або тиском 2 барі) або твердосплавними борами. Очистіть поверхню парюю або повітрям без домішок мастила.
- GC Acrylic Primer’ın uygulanması. Alüminyum oksit (50µm 2bar’da) ile bağıntı yüzeyini kullamayınız veya tungsten frezlerle (2 barlık tıskım 2 bar)ı abo твердосплавними борами. Очистіть поверхню парюю або повітрям без домішок мастила. Hazırlanan yüzeye bir daha dokunulmamalı.
- Nanesenja GC Acrylic Primera. Birkaç damla GC Acrylic Primer’l taşıyıcı godeye sikiniz. Firça kullanarak GC Acrylic Primer’le taşıyıcı godeye sikiniz. Yüzeylemini ıslatınız ve polymerize etmek için işık күrү uygulayınız.

Polimerizasyon Cihazı	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II		
	Step-modu	Full-modu	Ön-kür	Final Kür	
GC A. Pr.	20san.	3dak	20san.	3dak	

Polimerizatsiyñyñ prıstřiy	LABOLIGHT DUO	STPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II		
	Промјена полимеризация	Повна полимеризация	Попередня полимеризация	Остаточна полимеризация	
GC A. Pr.	20 сек.	3 хв.	20 сек.	3 хв.	

ПРИМІТКА:

- Виконайте повну полімеризацію світлом для досягнення ефективної сили адгезії.
- Використуйте захисний екран або подібний захисний засіб для очей під час полімеризації.
- Використуйте свіжий матеріал та не залишайте взятий до роботи матеріал надовго. Він дуже легкий, і зберігання його у луночці для замишування протягом довгого часу може спричинити недостатню полімерізацію або зменшити силу адгезії.
- Видаліть зайвий матеріал, щоб позбутися причин зменшення сили адгезії.
- Пошарове нанесення композитного матеріалу. Перед нанесенням переконайтеся, що поверхня, на яку наноситиметься матеріал, чиста. Помістіть композитний матеріал світлової полімеризації на адгезивну ділянку та полімеризуйте відповідно до інструкції з використання від виробника (наприклад, GRADIA PLUS (GC)).

ЗБЕРІГАННЯ

Для підтримання оптимальних робочих властивостей рекомендується зберігати в прохолодному та темному місці (4–25°C / 39,2–77,0°F), подані від джерел нагрівання і захищеному від прямих сонячних променів.

UPAKOVKA

GC Acrylic Primer, пляшка 6 ml

УВАГА

- В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких людей. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.
- Тільки лікар-стоматолог або зубний технік може використовувати цей матеріал.
- Матеріал може використовуватися виключно за призначенням відповідно до інструкцій з використання від виробника.
- Під час оброблення та полірування протезів надягайте захисні окуляри, використовуйте пілзобризни і захисну маску від пилу, щоб уникнути вдихання пилу.
- Не використовуйте повторно пензлик для інших продуктів.
- Егер узору суре boyunca kullanılmazsa, ürünü buzdolabında veya oda sıcaklığında tutun. GC Acrylic Primer oda sıcaklığında kullanılması için ıřretilmıřtir.
- GC Acrylic Primer ucudur. İyı havalandırılmıř bir ortamda kullanın. Yayıřtırıcak alana uylayın ve kullandıktan sonra sıęeyi hızlıca kapatın.
- Sıvı sıęesini kapatmadan önce püskürtücü ucunu temizlemenizi öneririz. Şıęeyi her zaman dikey olarak kapatın.
- Eğer uzuru suren boyunca kullanılmazsa, ürünü buzdolabında veya oda sıcaklığında tutun. GC Acrylic Primer oda sıcaklığında kullanılması için ıřretilmıřtir.
- GC Acrylic Primer ucudur. İyı havalandırılmıř bir ortamda kullanın. Yayıřtırıcak alana uylayın ve kullandıktan sonra sıęeyi hızlıca kapatın.
- Sıvı sıęesini kapatmadan önce püskürtücü ucunu temizlemenizi öneririz. Şıęeyi her zaman dikey olarak kapatın.
- Göz ile temas etmesii durumunda, hemen su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.
- Deri veya ağız dokular ile temas halinde, bir sünger veya alkollü pamuk ile silin. Ardından hemen su ile durulayın.
- Dökülmüş durumda kuru bir bezle silin.
- Diğer benzer ürünlerle karıştırmayın.
- Tüm atıklar ayrı düzenlenelere göre yok ediniz.
- Daıma ediyen, yüz maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi ekipmanları kullanın (KKE) takılmalıdır.
- Ullanma Kılavuzunda bahsedilen bazı ürünler GHS tarafından tehlikeli olarak sınıflandırılmış olabilir. Kendinizi bilgilendirme için Güvnenli Bilgi Pusulasını her zaman şaralardan ulaşılabilsiniz: www.gceurope.com
Ayrıca tedarıcinizden de saęlayabilsiniz.
- Uzun Revizyon: 06/2017

Деякі матеріали, які зазначені в даній інструкції, можуть класифікуватися як небезпечні відповідно до Угрозженої Системи Класифікації хімічних речовин. Завжди ознайомлюйтеся з Паспортами Хімічної Безпеки, які ви можете авантажити за наступним посиланням: www.gceurope.com
Іх також можна отримати у вашого постачальника.

Останні зміни внесено: 06/2018

Kullanımdan önce, kullanılm talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

TR

GC Acrylic Primer
Kompozitlerin akrilliklere bağlanması için ışıkla sertleşen primer

Sadece dental profesyoneller tarafından tavsiye edilen endikasyonlarda kullanılır çindir.

KULLANIM AMACI

Işıkla polimerize olan kompozitlerin dental laboratuvar prosedürlerinde veya tungsten frezlerle (2 barlık damak protez baz rezininde) kullanılan geleneksel akrilik rezinlere tutuculuğunu artırmak için.

KONTRAENDİKASYONLARI

Metil metakrilat monomeri, poli metil metakrilat polimeri veya aseton aletleri bilinen hastalarda kullanılmıdan sakınınz.

KULLANMA TALİMATI

- Pripravljanje adhezivnog dijeljanja. Zargubte površinu za pomoćnoo pikostrumenevogog aparatu oksidom alüminiu (50 µm pie 2 bariem) abo volframa sliptajü. Yüzeyi buhar temizleyicisi veya yağsız hava ile temizleyiniz. Očistite površinu parüo abo повітрям без домішок мастила. Hazırlanan yüzeye bir daha dokunulmamalı.
- GC Acrylic Primer’in uygulanması. Birkaç damla GC Acrylic Primer’l taşıyıcı godeye sikiniz. Firça kullanarak GC Acrylic Primer’le taşıyıcı godeye sikiniz. Yüzeylemini ıslatınız ve polymerize etmek için işık күrү uygulayınız.

Polimerizasyon Cihazı	LABOLIGHT DUO	STEPLIGHT SL-I	LABOLIGHT LV-III, LV-II		
	Step-modu	Full-modu	Ön-kür	Final Kür	
GC A. Pr.	20san.	3dak	20san.	3dak	

NOT:

- Etkili bağıntı kuvveti için tamamiyle işık күrү uygulayınız.
- İşık polymerizasyonu sırasında koruyucu işık kalkanı veya şık polimerize göy koruyucu gözlük kullanınız.
- Taze materyal kullanınız ve silikmiş materyalin uzun süre gode kalmasına izin vermeyiniz. Yüksek oranda ucuduru ve gode de uzun süre kalması, zayıf polymerizasyona veya,
- Fazla materyali bağıntı kuvvetini azaltmaması için uzaklaştırınız.
- Kompozit Resin Materyalin Tabakalanması. Tabakalardan önce yüzeyinin tamamen pürüzsüz oldüğünden emin olunuz. Bağıntı yüzeyine işıkla sertleşen kompoziti uygulayınız ve üreticinin talimatlarına göre polimerize ediniz. (örn. GRADIA PLUS (GC)).

SAKLAMA

Tavsiye edilen ideal performans için serin ve karanlık (4-25°C/39,2-77,0°F) yerde yüksek sıcaklıklı veya direk güneş ışığından uzakta saklayınız.

PAKETLEME

GC Acrylic Primer, ŞŞE 6mL

UYARI

- Çok nadir olarak, ürün bazı insanlarda hassasiyete neden olabilir. Böyle bir durumda ürünü kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Çihaz, dental çalışanlar hariçdekimler tarafından kullanılmamaz.
- Bu cihazı üretlime amacı dışında başka bir endikasyonda kullanılmamaz.
- Protezi keserken ve cilalarken, kesilmiş toz solumasından korunmak amacıyla koruma gözlüğü, toz maskesi ve toz toplayıcı kullanınız.
- Diğer ürünlerin firçasını kullanmayınız.
- İş sırasında bağ ağırsız vs. rahatsızlıklardan kaçınmak için havalandırmayı en iyi şekilde sağlamaya çalışın. Eğer solayan bir kişi olursa, o kişiyi ferah bir yere götürünüz.
- Malzemeyi soluktan veya sindirmekten kaçınınız.
- Alev veya ateşli aletlerin civanında kullanmayın. Patlayıcı kaynaklardan uzak tutunuz. Direk güneşışığından uzak tutunuz.
- Eğer uzuru suren boyunca kullanılmazsa, ürünü buzdolabında veya oda sıcaklığında tutun. GC Acrylic Primer oda sıcaklığında kullanılması için ıřretilmıřtir.
- GC Acrylic Primer ucudur. İyı havalandırılmıř bir ortamda kullanın. Yayıřtırıcak alana uylayın ve kullandıktan sonra sıęeyi hızlıca kapatın.
- Sıvı sıęesini kapatmadan önce püskürtücü ucunu temizlemenizi öneririz. Şıęeyi her zaman dikey olarak kapatın.
- Göz ile temas etmesii durumunda, hemen su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.
- Deri veya ağız dokular ile temas halinde, bir sünger veya alkollü pamuk ile silin. Ardından hemen su ile durul

Prior to use, carefully read the instructions for use.

(EN)

GC Acrylic Primer
Light-curing Primer for bonding composites to acrylics

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INTENDED USE

Increases the adhesiveness of light-curing composites to conventional acrylic resins used in dental laboratory procedures (e.g. modification of denture teeth/denture base resins).

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to methyl methacrylate monomer, poly methyl methacrylate polymer or acetone.

DIRECTIONS FOR USE

- Preparation of adhesion area. Roughen the surface by sandblasting with aluminum oxide (50µm at 2bar) or by roughening by tungsten burs. Clean the surface by steam cleaner or clean with oil free air. The prepared surface should not be touched anymore.
- Applying GC Acrylic Primer. Dispose a few drops of GC Acrylic Primer into a dispensing dish. Wet the adhesion area with GC Acrylic Primer by using a brush and light-cure the area to polymerize the material. Irradiation time and curing unit

Curing Unit	LABOLIGHT DUO	STEP-LIGHT SL-I	LABO-LIGHT LV-III, LV-II	
	Step-mode	Full-mode	Pre-cure	Final cure
GC A Pr	20sec.	3min.	20sec.	3min.

NOTE:

- Light-cure completely for an effective bonding strength.
 - Use a protective light shield or similar protective eye wear during light-curing.
 - Use fresh material and avoid leaving the material dispensed for a long period of time. Its high volatilization may cause insufficient curing or may decrease the bonding strength if it has been left too long on a dispensing dish.
 - Remove excess material to avoid any cause of decrease of the bonding strength.
- Layering of composite resin materials. Before layering please keep the layered surface free of any impurities. Place light-curing composite resin materials on the adhesion area and polymerize them in accordance with the manufacturer’s instruction for use (e.g. GRADIA PLUS (GC)).

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0 °F) away from high temperatures or direct sunlight. Shelf life: 2 years from date of manufacture

PACKAGES

GC Acrylic Primer, Bottle 6mL

CAUTION

- In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If such reaction occurs, discontinue the use of the product and refer to a physician.
- The device cannot be used by other than by a dental professional.
- The device cannot be used for any indication other than in accordance with the manufacturer’s instruction for use.
- When cutting and polishing the prosthesis, wear a safety goggle, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.
- Don’t reuse a brush with other products.
- When carrying out the work, to provide sufficient ventilation to prevent headache etc. If it were inhaled by human, move to fresh location.
- Avoid inhalation or ingestion of material.
- Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Keep away from direct sunlight.
- If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator, otherwise store at room temperature. GC Acrylic Primer is to be used at room temperature.
- GC Acrylic Primer is volatile. Use in a well-ventilated area. Apply to adhesion area and close the bottle quickly after application.
- Before closing the liquid bottle we advise to clean the nozzle. Always vertically close the bottle.
- In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical attention.
- In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton soaked in alcohol. Rinse immediately with water.
- In case of surface spills, immediately wipe off with a dry cloth.
- Do not mix with other similar products.
- Dispose all waste in accordance with local regulations.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: www.gceurope.com or for The Americas <http://www.gcamerica.com> They can also be obtained from your supplier.

Last revised: 03/2018

<i>'GC.'</i> CE 0086 RxOnly	
MANUFACTURED by GC DENTAL PRODUCTS CORP. 2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan	RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA: GC AMERICA INC. 3737 West 127th Street, Alsip IL 60803 USA
DISTRIBUTED by GC EUROPE N.V. Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interlieuvenlaan 33,B-3001 Leuven, Belgium TEL +32 16 74 10 00	GC AMERICA INC. 3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A. TEL: +1-708-597-0900 www.gcamerica.com
GC CORPORATION 76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan	GC SOUTH AMERICA RUA HeliODORA, 399, SANTANA - SÃO PAULO, SP, BRASIL CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-9665 CNPJ: 08.279.999/0001-61 RESP. TÊC. MAYARA DE SANTIS RIBEIRO -CRO/SP 105.982
GC ASIA DENTAL PTE. LTD. 11, Tampines Concourse, #03-05 Singapore 528729 TEL: +65 6546 7588	
GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD. 1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia TEL: +61 2 9301 8200	PRINTED IN BELGIUM

Vor dem Gebrauch bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.

(DE)

GC Acrylic Primer
Lichthärtender Primer für den Haftverbund von Kompositen an Kunststoffen

Darf nur von zahnärztlichem/zahntechnischem Fachpersonal bei den angegebenen Indikationen verwendet werden.

VERWENDUNGSZWECK

Erhöht die Haftung von lichthärtenden Kompositen an Kunststoffen im Dentallaborgebrauch (wie z.B. bei der Individualisierung von Prothesenzähnen/Prothesenbasen).

KONTRAINDIKATIONEN

Vermeiden Sie die Anwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Methylmethacrylat-Monomer, Poly Methylmethacrylat-Polymer oder Aceton.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vorbereitung des Haftbereichs. Rauen Sie die Oberfläche durch Sandstrahlen mit Aluminiumoxid (50µm ab 2bar) an oder rauen Sie sie mit einem Hartmetallfräser auf. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Dampfstrahler oder öl freier Luft. Die vorbehandelte Oberfläche sollte danach nicht mehr berührt werden.
- Auftragen von GC Acrylic Primer. Bringen Sie ein paar Tropfen des GC Acrylic Primer auf eine Arbeitsplatte aus. Benetzen Sie den vorbereiteten Bereich mit GC Acrylic Primer unter Benutzung eines Pinsels und lichthärten Sie das Material.

Poly-meri-sations-gerät	LABOLIGHT DUO	STEP-LIGHT SL-I	LABO-LIGHT LV-III, LV-II	
	Intervall-modus	Voll-modus	Vorhärten	Endhärten
GC A Pr	20sec.	3min.	20sec.	3min.

HINWEIS:

- Lichthärten Sie für eine effektive Haftung.
 - Benutzen Sie einen Lichtschutz oder eine Lichtschutzbrille, um Ihre Augen während der Lichthärtung zu schützen.
 - Benutzen Sie nur neues Material und vermeiden Sie das entnommene Material zu lagern oder wieder zu verwenden. Da das Material hoch flüchtig ist kann es ansonsten zu einer Verminderung der Haftung kommen, wenn es zu lange auf der Arbeitsplatte gelagert wird.
 - Entfernen Sie Überschüsse, um jede Ursache für die Reduktion der Haftung zu vermeiden.
- Schichtung von Kompositmaterial. Vor der Schichtung stellen Sie sicher, dass es keine Verunreinigungen auf der Oberfläche gibt. Tragen Sie das lichthärtende Kompositmaterial auf die vorbereitete Oberfläche auf und lichthärten Sie es nach den Angaben des jeweiligen Herstellers (z.B. GRADIA PLUS (GC)).

LAGERUNG

Zur optimalen Lagerung wird empfohlen, das Material an einem kühlen und dunklen Ort zu lagern (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F). Geschützt vor hohen Temperatur- und direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre ab Herstellungsdatum

PACKUNGEN

GC Acrylic Primer, Flasche 6mL

VORSICHT

- In seltenen Fallen reagieren Patienten empfindlich auf das Produkt. Wenn dies der Fall ist, brechen Sie die Behandlung ab und überweisen Sie den Patienten an einen Arzt.
- Das Material kann nur von zahnärztlichem/ zahntechnischem Fachpersonal verwendet werden.
- Das Material kann nicht für andere Indikationen genutzt werden, als die in der Gebrauchsanleitung aufgeführten.
- Tragen Sie beim Beschleifen und Pollieren des Wertstücks eine Schutzbrille, nutzen Sie eine Absauganlage und tragen Sie einen Mundschutz um das Einatmen des Schleifstaubs zu vermeiden.
- Nutzen Sie den Pinsel für keine anderen Materialien.
- Sorgen Sie bei der Arbeit für ausreichende Lüftung um Kopfschmerzen etc. zu vermeiden. Sollte es doch zur Inhalation gekommen sein, gehen Sie an die frische Luft.
- Vermeiden Sie das Einatmen oder Verschlucken des Materials.
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden. Von Zündquellen und direktem Sonnenlicht fern halten.
- Wenn das Material für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, lagern Sie es im Kühlschrank, ansonsten lagern Sie es bei Zimmertemperatur. GC Acrylic Primer wird bei Zimmertemperatur angewendet.
- GC Acrylic Primer ist flüchtig. Benutzen Sie es in einem gut belüfteten Raum. Tragen Sie es auf die vorbereitete Oberfläche auf und schließen Sie die Flasche sofort nach der Entnahme des Materials.
- Vor dem Verschließen empfehlen wir den Flaschenkopf zu reinigen. Schließen Sie die Flasche immer aufrecht.
- Im Fall von Kontakt mit dem Auge, spülen Sie es sofort mit Wasser und geben Sie sich in medizinische Behandlung.
- In dem Fall von Kontakt mit der Haut oder Mundschleimhaut entfernen Sie es sofort mit einem in Alkohol getränkten Schwamm oder Tuch. Spülen Sie sofort mit Wasser.
- Im Fall von Kontakt mit anderen Oberflächen, entfernen Sie e mit einem trockenen Tuch.
- Mischen Sie es nicht mit anderen ähnlichen Produkten.
- Entsorgen Sie Reste nach den örtlichen Abfallbestimmungen.
- Es sollte stets eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

Einige Produkte dieser Gebrauchsanweisung werden als gefährlich gemäß GHS eingestuft. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut auf: www.gceurope.com Sie können auch über Ihren Händler angefordert werden.

Zuletzt aktualisiert: 03/2018

Avant toute utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

(FR)

GC Acrylic Primer
Primer photopolymérisable pour le collage des composites aux résines acryliques

Utilisation uniquement par un professionnel dentaire et selon les indications recommandées.

UTILISATION

Augmente l'adhésion des matériaux composites photopolymérisables aux résines acryliques classiques dans le cadre des procédures de laboratoire dentaire (par exemple une modification d'une prothèse/ prothèse à base de résine).

CONTRE INDCATIONS

Ne pas utiliser ce produit chez les patients présentant une allergie connue aux polymères et monomères méthyl métacrylates ou à l'acétone.

MODE D'EMPLOI

- Préparation de la zone d'adhésion. Rendre rugueuse la surface par sablage à l'oxyde d'alumine (50µm à 2bar) ou par des fraises au carbure de tungstène. Nettoyer la surface avec un nettoyeur à vapeur ou avec de l'air propre. La surface préparée ne doit plus être touchée.
 - Application du GC Acrylic Primer. Déposer quelques gouttes de GC Acrylic Primer sur un plateau jetable. Mouiller avec un pinceau la surface d'adhésion de GC Acrylic Primer et photopolymériser la zone pour polymériser le matériau.
- Temps d'irradiation et unité lumineuse

Unité de poly-méri-sation	LABOLIGHT DUO	STEP-LIGHT SL-I	LABO-LIGHT LV-III, LV-II	
	Mode Step	Mode Full	Prépoly-mérisation	Polymérisation finale
GC A Pr	20sec.	3min.	20sec.	3min.

NOTE :

- Photopolymérisez complètement pour une adhésion efficace.
 - Utilisez un écran protecteur ou une protection similaire de vos yeux lors de la photopolymérisation.
 - Utilisez le matériau rapidement et évitez de laisser sur le plateau jetable pendant une longue période de temps. Sa grande volatilité pourrait diminuer la force d'adhésion.
 - Retirez tous les excès de matériau pour éviter toute cause de diminution de la force d'adhésion.
- Stratification de la résine composite. Avant la stratification, assurez-vous que la surface est sans impureté. Placez la résine composite photopolymérisable sur la zone d'adhésion et polymérisez-les selon le mode d'emploi du fabricant (ex : GRADIA PLUS (GC)).

CONSERVATION

Pour des performances optimales, il est recommandé de le conserver dans un endroit frais et sombre, (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F), loin des températures élevées et des rayons du soleil.

Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication

CONDITIONNEMENT

GC Acrylic Primer, flacon de 6mL

PRECAUTION

- Dans de rares cas, ce produit peut entrainer des réactions chez certaines personnes. Si tel est le cas, cessez d'utiliser ce produit et consulter un médecin.
- Ce dispositif ne peut pas être utilisé par un non professionnel dentaire.
- Ce dispositif ne peut pas être utilisé hors des recommandations d'emploi notifiées par le fabricant.
- Lors de la taille et du polissage de la prothèse, porter un équipement de sécurité, utiliser un collecteur de poussière et un masque pour éviter d'inhaler les poussières résiduelles.
- Ne pas réutiliser un pinceau avec d'autres produits.
- Lors de son utilisation, s'assurer d'une ventilation suffisante afin d'éviter les maux de tête. En cas d'inhalation, accéder à un espace aéré et frais.
- Ne pas inhaler ou ingérer le matériau.
- Ne pas utiliser près d'une flamme. Garder loin de toutes sources de chaleur. Conserver à l'abri des rayons du soleil.
- Si le matériau n'est pas utilisé pendant une longue période, il faut le conserver au réfrigérateur, sinon à température ambiante. GC Acrylic Primer doit être utilisé à température ambiante.
- GC Acrylic Primer est volatile. S'utilise dans une pièce bien ventilée. Appliquer sur la zone d'adhésion et reboucher rapidement le flacon après application.
- Avant de refermer le flacon, nous vous recommandons de nettoyer l'embout. Reboucher toujours le flacon verticalement.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau ou la muqueuse buccale, retirer aussitôt avec une boulette de coton ou une éponge. Rincer immédiatement avec de l'eau.
- En cas de projection, essayer immédiatement avec un chiffon sec.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits similaires.
- Eliminer les déchets conformément aux réglementations locales.
- Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans ce mode d'emploi peuvent être considérés comme dangereux selon le GHS. Consultez les fiches de sécurité disponible sur www.gceurope.com Vous pouvez également les obtenir auprès de votre distributeur.

Dernière mise à jour : 03/2018

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

(IT)

GC Acrylic Primer
Primer fotopolimerizzabile per adesione composito su acrilico

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI D'USO

Aumenta l'adesività dei compositi fotopolimerizzabili sulle resine acriliche convenzionali impiegate in procedure odontotecniche (ad esempio modifiche di protesi mobili / resine per basi protesiche).

CONTRINDICAZIONI

Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero di metilmetacrilato e al polimero di polimetilmetacrilato o all'acetone.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Preparazione dell'area di adesione. Irruvidire la superficie sabbando con ossido di alluminio (50µm a 2bar) o irruvidendo con frese al tungsteno. Detergere la superficie con vapore o con aria priva di olio. Una volta preparata, la superficie non dovrebbe più essere toccata.
 - Applicazione di GC Acrylic Primer. Erogaere alcune gocce di GC Acrylic Primer in una vaschetta. Bagnare la superficie di adesione stendendo GC Acrylic Primer con un pennello e fotomerizzare l'area per far indurire il materiale.
- Tempo di irraggiamento e lampada

Lam-pada	LABOLIGHT DUO	STEP-LIGHT SL-I	LABO-LIGHT LV-III, LV-II	
	Modalità graduale	Modalità completa	Pre-polime-rizzazione	Polimerizza-zione finale
GC A Pr	20sec.	3min.	20sec.	3min.

NOTE :

- Fotopolimerizzare completamente per ottenere un'adesione forte ed efficace.
 - Usare una maschera o gli occhiali protettivi durante la fase di fotopolimerizzazione.
 - Usare materiale nuovo e non tenere esposto a lungo il materiale erogato. Poiché il materiale è molto volatile, l'indurimento potrebbe risultare insufficiente o la forza di adesione potrebbe ridursi se il materiale viene lasciato troppo a lungo nella vaschetta dopo essere stato estratto dal flacone.
 - Eliminare il materiale in eccesso per evitare qualunque possibile causa di riduzione della forza adesiva.
- Stratificazione dei compositi resinosi. Prima di stratificare, accertarsi che la superficie interessata sia priva di qualunque impurità. Stendere i compositi resinosi fotopolimerizzabili sull'area di adesione e polimerizzarli secondo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore (ad esempio, GRADIA PLUS (GC)).

CONSERVAZIONE

Per una resa ottimale del prodotto si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e buio (4 - 25°C / 39.2 – 77.0°F) ontano da temperature elevate e dalla luce solare diretta. Durata utlile: 2 anni dalla data di produzione

CONFEZIONE

GC Acrylic Primer, flacone da 6mL

AVVERTENZE

- In rari casi, il prodotto può causare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Qualora si verificassero simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
- Il dispositivo può essere usato esclusivamente da personale odontoiatrico/odontotecnico.
- Il dispositivo non può essere utilizzato per indicazioni diverse da quelle riportate nelle istruzioni per l'uso del produttore.
- Durante le fasi di taglio e lucidatura della protesi, è necessario usare un dispositivo di aspirazione delle polveri e indossare una maschera protettiva per evitare di inalare la polvere generata nelle operazioni di taglio.
- Evitare di riutilizzare il pennello con altri prodotti.
- Durante le fasi di lavoro, provvedere a un'adeguata ventilazione per prevenire l'insorgere di emicrania, etc. In caso di inalazione, la persona interessata deve essere trasferita in un luogo aerato.
- Evitare di inalare o ingerire il materiale.
- Non usare in prossimità di fiamme aperte. Tenere lontano da fonti di accensione. Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Se non viene usato per un periodo di tempo prolungato, conservare il prodotto in frigorifero, altrimenti conservare a temperatura ambiente. GC Acrylic Primer deve essere utilizzato a temperatura ambiente.
- GC Acrylic Primer è volatile. Utilizzare in luogo ben aerato. Applicare il prodotto sull'area di adesione e richiudere il flacone subito dopo l'applicazione.
- Prima di richiudere il flacone, si consiglia di pulire l'ugello. Chiudere il flacone tenendolo sempre in posizione verticale.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
- In caso di contatto con i tessuti orali o con la cute, rimuovere immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone imbevuto di alcol e sciacquare immediatamente con acqua.
- In caso di sversamenti su una superficie, rimuovere immediatamente il prodotto con un panno asciutto.
- Non mischiare con altri prodotti simili.
- Eliminare tutti gli scarti in conformità alle normative locali.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.

Alcuni prodotti a cui viene fatto riferimento nelle presenti Istruzioni per l'uso potrebbero essere classificati come pericolosi secondo le norme GHS. Prendere sempre visione delle schede di sicurezza disponibili sul sito: www.gceurope.com Le schede di sicurezza sono inoltre disponibili presso il fornitore locale.

Ultima revisione: 03/2018

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de su uso.

(ES)

GC Acrylic Primer
Primer fotopolimerizable para la unión de composites a acrílicos

Para uso exclusivo de profesionales de la Odontología en las aplicaciones recomendadas.

INDICACIÓN

Aumenta la capacidad de adhesión de composites fotopolimerizables a resinas acrílicas convencionales utilizados en los procedimientos del laboratorio (por ejemplo, la modificación de dientes en prótesis removibles / base de prótesis de resina).

CONTRINDICACIONES

Evitar el uso de este producto en pacientes con alergias conocidas a monómero de metilmetacrilato, polímero de polimetacrilato de metilo o acetona.

INSTRUCCIONES DE USO

- Preparación del área de adhesión. Chorrear la superficie con óxido de aluminio (50 micras a 2 bar) o haciendo rugosa la superficie con fresas de tungsteno. Limpiar la superficie con un limpiador de vapor o con aire libre de aceite. La superficie preparada no se debe tocar más.
 - La aplicación de GC Acrylic Primer. Dispensar unas gotas de GC Acrylic Primer en una bandeja de dispensación. Humedecer el área de adhesión con GC Acrylic Primer mediante el uso de un pincel y fotopolimerizar el área para polimerizar el material.
- Tiempo de irradiación y máquina de fotopolimerización

Máqui-na	LABOLIGHT DUO	STEP-LIGHT SL-I	LABO-LIGHT LV-III, LV-II	
	Modo paso a paso	Modo completo	Prepoli-merizado	Polimeriza-do Final
GC A Pr	20sec.	3min.	20sec.	3min.

NOTA :

- Fotopolimerizar completamente para una fuerza de adhesión efectiva.
 - Utilice un protector de luz o gafas de protección durante la fotopolimerización.
 - Use material fresco y evite dejar el material dispensado por un largo periodo de tiempo. Su alta volatilización puede causar un fotopolimerizado insuficiente o puede disminuir la fuerza de unión si se ha dejado demasiado tiempo en una bandeja de dispensado.
 - Retirar el exceso de material para evitar cualquier causa de disminución de la fuerza de unión.
- Estratificación de los materiales de composite Antes de estratificar asegures de que la superficie que se va a estratificar está libre de cualquier impureza. Coloque los materiales de composite fotopolimerizable en el área de adhesión y polimerizarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante para su uso (por ejemplo GRADIA PLUS (GC)).

ALMACENAMIENTO

Recomendación para un rendimiento óptimo, es almacenarlo en un lugar fresco y oscuro (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F) lejos de las altas temperaturas y de la luz del sol.Caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

ENVASES

GC Acrylic Primer, Bote 6mL

PRECAUCIÓN

- En casos raros, el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se produce esta reacción, interrumpir el uso del producto y consultar a un médico.
- El producto no puede ser utilizado por otros que por un profesional dental.
- El dispositivo no se puede utilizar para cualquier indicación que no sea de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante.
- Cuando cortamos y pulimos la prótesis, llevar unas gafas de seguridad, utilice un colector de polvo y llevar una mascarilla para evitar la inhalación del polvo de corte.
- No reutilice el pincel con otros productos.
- En la realización del trabajo, para proporcionar suficiente ventilación para evitar el dolor de cabeza, etc. Si fuera inhalado por humanos, colóquese en un lugar fresco.
- Evitar la inhalación o ingestión de material.
- No utilice cerca de una llama abierta. Mantener alejado de fuentes de ignición. Mantener alejado de la luz solar directa.
- Si no se utiliza durante un periodo prolongado de tiempo, guardar en el refrigerador, de lo contrario almacenar a temperatura ambiente. GC Acrylic Primer se va a utilizar a temperatura ambiente.
- GC Acrylic Primer es volátil. Utilizar en un lugar bien ventilado. Aplicar al área de adhesión y cerrar la botella rápidamente después de la aplicación.
- Antes de cerrar la botella del primer se aconseja limpiar la boquilla. Siempre cerrar la botella en posición vertical.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y buscar atención médica.
- En caso de contacto con el tejido oral o la piel, eliminar inmediatamente con una esponja o un algodón empapado en alcohol. Enjuagar inmediata-mente con agua.
- En caso de derrames en la superficie, limpie inmediatamente con un paño seco.
- No mezclar con otros productos similares.
- Eliminar todos los residuos de acuerdo a las normativas locales.
- Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

Algunos de los productos que se hace referencia en las presentes instrucciones de uso se pueden clasificar como peligroso según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en: www.gceurope.com También se pueden obtener de su proveedor habitual.

Última revisión: 03/2018

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor gebruik.

(NL)

GC Acrylic Primer
Lichtuithardende primer voor het hechten van composiet aan kunsthars

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

GC Acrylic Primer verhoogt de hechting van lichtuithardende composiet aan de conventionele acrylharsen die worden gebruikt bij de procedures van tandtechnische laboratoria (bijv. wijziging van prothesetanden op prothesebasisharsen).

CONTRA-INDICATIES

Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten van wie bekend is dat ze allergisch zijn voor methylmethacrylaat-monomer, polymethylmethacrylaatpolymeer of aceton.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Prepareren van het hechtingsgebied. Ruw het oppervlak op door het te zandstralen met aluminiumoxide (50 µm bij 2bar) of met behulp van een hard metalen boor. Reinig het oppervlak met een stoomreiniger of maak het schoon met olievrije lucht. Het geprepareerde oppervlak mag niet meer worden aangeraakt.
- Aanbrengen van GC Acryl primer: Giet een paar druppels GC Acryl Primer in een mengschaalje. Bevochtig het hechtingsgebied met behulp van in GC Acryl Primer gedrenkt borsteltje en polymeriseer het gebied om het materiaal uit te harden.

Uit-hardings-eenheid	LABOLIGHT DUO	STEP-LIGHT SL-I	LABO-LIGHT LV-III, LV-II	
	Stapsgewij-ze modus	Volledige modus	Prepoly-merisatie	Eindpoly-merisatie
GC A Pr	20sec.	3min.	20sec.	3min.

OPMERKING:

- Polymeriseer volledig voor een doeltreffende hechsterkte.
- Gebruik een beschermingsbril of vergelijkbare oogbescherming

