

CYANO EX

D Gebrauchsanweisung

Entferner für Cyano-Acrylate

Entfernt frische und alte Cyano-Acrylate von allen Flächen und Textilien.

Gebrauchsanweisung

Cyano Ex wird auf die verschmutzte Stelle aufgetragen und danach mit Wasser ausgewaschen. Bei starker bzw. älterer Verschmutzung Cyano Ex einige Zeit einwirken lassen und den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

Tipp:

Bei farbigen und sehr empfindlichen Materialien vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Beständigkeit prüfen.

Wichtig:

Nur als Reinigungsmaterial für Cyano-Acrylate auf Flächen, Textilien und Instrumenten anwenden. Nicht im Mund oder auf Wunden verwenden, da sonst gesundheitsschädlich!

Enthält: Aceton, Ethylacetat

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Cyano Ex, 20 ml Lösung

REF 152 272



Gefahr

CYANO EX

GB Instructions for Use

Cyanoacrylate remover

Removes fresh and old cyanoacrylate stains from surfaces or textiles.

Instructions for use:

Apply Cyano Ex to the stain and rinse with water. In case of strong and older stains, leave Cyano Ex on for some time and repeat the procedure, if necessary.

Tip:

Test on colored and delicate materials in a concealed area prior to use.

Important:

Use strictly as cleaning agent to remove cyanoacrylates, trays and textiles. Do not use in the oral cavity or on wounds under any circumstance – damaging to health!

Contains: Acetone, Ethyl acetate

Hazard statements:

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep container tightly closed. Use only outdoors or in well-ventilated area. Wear protected gloves/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye persists: Get medical advice/attention.

Store in well-ventilated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national/international regulation.

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Cyano Ex, 20 ml solution

REF 152 272



Danger