

Vernis espaceur Durolan

Domaine d'application :

Les vernis espaceurs servent de cales pour le matériau de fixation lors de la réalisation de couronnes et bridges. DFS-Diamon GmbH fournit plusieurs teintes de différentes intensités en fonction de la consistance du ciment/adhésif que le praticien utilise généralement.

Mode d'application :

Agiter avant emploi jusqu'à obtenir une teinte uniforme dans la bouteille. Appliquer en minces couches avec le pinceau intégré au bouchon vissé. Nous recommandons Plastodur (DFS) pour l'apprêt/le durcissement du moignon. Il est compatible avec le vernis espaceur Durolan et se lie fermement avec la couche suivante. Le vernis espaceur peut aussi être utilisé comme première couche. Nous recommandons d'appliquer la première couche jusqu'à la limite de préparation pour lui conférer une protection contre la détérioration mécanique. Après séchage de la première couche, le vernis espaceur teinté est appliqué. Il s'agit d'obtenir une application couvrante uniforme et périphérique se terminant à environ 1 mm de la limite de préparation. Si le vernis est trop épais ou sa durée de séchage est trop longue, il est possible de modifier quelque peu Durolan avec le diluant correspondant.

Épaisseur d'application :

Transparent	3-5 µm
Bleu	4-6 µm
Rouge	8-12 µm
Argent	12-14 µm
Or	14-16 µm

La durée de séchage est de 30 minutes environ.

Après le séchage, d'autres couches peuvent être appliquées. La viscosité peut être ajustée avec le diluant correspondant.

Consignes de sécurité :

Protection des mains : Porter des gants de protection en **PVC**. En cas de contact prolongé ou répété : Appliquer de la crème de protection sur les zones cutanées qui sont en contact avec le produit.

Protection des yeux : Porter des lunettes de protection pour protéger les yeux des éclaboussures de solvant.

Protection du corps : Porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles (exemple : coton) ou en fibres synthétiques résistantes à la chaleur. En cas de contact avec la peau, nettoyer soigneusement.

Propriétés :

- Résistant à la vapeur d'eau et aux isolants.
- Couche uniforme, résistante aux rayures et isolante.

Conservation :

- La conservation doit respecter la réglementation relative au stockage de liquides combustibles.
- 2 ans au maximum à température constante ne dépassant pas 30 °C.

Vernis espaceur Durolan

Fabricant :

DFS-Diamon GmbH * Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rév. 11/14