

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug

DA

EXACLEAR

KLAR VINYLPOLSILOXAN

Må kun benyttes af professionelt tandlægepersonale til de anbefalede indikationer.

INDIKATIONER TIL ANVENDELSE

- Silikonematrix til komposit sprøjtestøbtønsteknik
- Silikonematrix til provisorske kronor og broer
- Silikonematrix til komposit lagteknik
- Bidregistrering
- Fixeringsmateriale til røntgenpellets anvendt ved implantatplanlægning
- Silikonematrix til flytning af brackets eller fibre fra model til mund

KONTRAINDIKATIONER

Undgå brug af dette produkt til personer med kendte allergier mod silikone.

FORHOLDSREGLER

Når man skal blande eller ekstrudere EXACLEAR, bør man være opmærksom på at undgå at blande eller få kontakt med følgende materiale, så den V-formede indskæring på magnasnets flange vaskes: katalysator for kondensationspolymeriserende silikoneaftryksmaterialer, polysulfid aftryksmaterialer, eugenolholdige materialer, sulfur, latex, olie, acrylater, glycerol og topisk anæstesi (f.eks. lidokain) af sprøjtetype eller salve.

BRUGSVEJLEDNING

- Sæt magnasinet på CARTRIDGE DISPENSER II. Læft stempeleåsen og træk stemplet helt tilbage på dispenseren. Læg materialet på den V-formede indskæring på magnasnets flange vnder nedad. Skub patronholderen ned igen for at holde magnasinet fast på plads.
- Løft stempeleåsen og skub stemplet frem, indtil det får greb i magnasinet.
- Fjern låget på magnasinet ved at dreje det 1/4 omgang mod uret. Vip låget nedad og vrid det væk fra magnasinet. Tryk forsigtigt på dispenseren for at ekstrudere en lille smule materiale fra de to åbninger på V-formede indskæring. Sørg for at både base og katalysator kommer jævnt ud af magnasinet.
- Tilpas den V-formede indskæring på kanten af MIXING TIP II til den V-formede indskæring mellem patronerlørerne. Fastgør blandespidsen med et fast tryk. Derefter drejes den farvede krave på blandespidsen 1/4 omdrejning mod uret. Dispenseren er nu klar til brug.
- Dispensering af materiale
 - Tryk flere gange på håndtaget for at ekstrudere materialet.
 - Appliocer det blandede materiale enten i munden eller på modellen.
 - Vent på materialet afbinder.
 - Fjern aftryksmaterialet fra munden eller modellen.
 - Skyl aftrykket under rindende vand fra hansen og desinficer med et passende desinfektionsmiddel.
- Efter brug, efterlades MIXING TIP II som opbevaringslåg til næste brugtagnig. Når MIXING TIP II skal udfisktes, drejes kraven på blandspidsen 1/4 omgang mod uret for at tilpasse den V-formede indskæring til det tilsvarende på magnasinet. Vnd blandespidsen nedad og væk fra magnasinet.
- Fjern den gamle blandspids før næste anvendelse. Før der påsættes en ny blandspids, ekstruder forsigtigt en lille smule materiale, således man sikrer at base og katalysatoren flyder jævnt ud af magnasnets åbninger. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, fjern da eventuelle rester af hærdet materiale fra magnasnets ender.
- For at skifte magnasinet, løft stempeleåsen og stemplet trækkes helt tilbage. Fjern den tomme patron ved at løfte patronholderen og en ny lægges i dispenseren.

TEKNISKE DATA

Arbejdstid (ved 23°C)	45 sek.
Minimum tid i munden	2 min.
Minimum tid på en model (ved 23°C)	Ca. 7 min.
Hårdhed (Shore A)	60

FARVE

Klar

OPBEVARING

For optimal ydeevne anbefales det, at opbevare materialet ved stuetemperatur, væk fra direkte sollys (15-25°C, 59,0-77,0°F).

PAKNING

To pakninger:
Magasin 51 g (48 mL) x 2
MIXING TIP II L (grøn) x 6

ADVARSEL

- I tilfælde af kontakt med oral væv eller hud, fjern og skyl med vand.
- I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl straks med vand og søg lægehjælp.
- Bland ikke EXACLEAR med komponenter fra andre produkter.
- Undgå at få materialet på klæderna. Materialet er svært at få bort. Undgå indtagelse af materiale.
- Førend en ny blandspids påsættes, sørg da for at materialet krydskontaminering mellem patienterne, genanvendt da ikke blandspidsen. Kun blandspidsen kan ikke steriliseres i hverken autoklave eller kemiklave.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og sikkerhedsbriller bør altid benyttes.
- I sjældne tilfælde, kan produktet forårsage øget følsomhed for nogle personer. Hvis sådanne tilfælde opføres, stop da straks brugen af produktet og henvis personen til læge.

Nogle produkter, som er beskrevet i IFU, er evt. klassificeret som farlig i IHH GHS. Læs altid op på alle arbejdstshygiejnske anvisninger, som kan findes på:
http://www.gceurope.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFICERING
PRODUKTER FØR FLERANGSANSVNING:
Produkten måste desinficeres mellem varje patient for at undvika korskontaminaton.
Kontrollera eventuella skador på produkten och etiketten direkt efter användning.
Kasta produkten om den är skadad.
LÄG INTE PRODUKTEN I VATTEN.
Rengör produkten noggrant för att förhindra utvorkning och ansamling av smittämnen.
Desinficera med godkända produkter för infektionskontroll enligt nationella riktlinjer.
Rapportering av önskade effekter:
Om du upptäcker någon form av önskade effekter, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vaktsamhetsystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como do nosso sistema interno de vigilância:
vigilance@gc.dental
Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança deste produto.

Unsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Særligt til vort interne overvågningssystem:
vigilance@gc.dental
Hvis du har et spørgsmål om ved til få forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 04/2020

Läs bruksanvisningen noggrant före användning

SV

EXACLEAR

TRANSPARENT A-SILIKON

Endast för användning av yrkesverksamma inom rekommenderade indikationer.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

- Silikonmatrix för insprutning av kompositmaterial
- Silikonmatrix för temporära kronor och broar
- Silikonkguide för kompositskiktning
- Bidregistrering
- Fixeringsmaterial för röntgenpellets i samband med planering av implantat
- Silikonmatrix för överföring av brackets och fibermaterial från modell till patient

KONTRAINDIKATIONER

Undvik att använda produkten på patienter med känd allergi mot silikon.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Vor försiktig när du applicerar eller blandar EXACLEAR så det inte blandas eller kommer i kontakt med följande material eftersom det kan försäme eller hindra stelnig. K-silikonet, polysulfidbaserade avtryksmaterialer, eugenolhaltiga material, svavel, latex, olja, akrylater, glycerol och bedövningsmedel för utvärtes bruk, spray eller salva (tex. lidokain).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Lift avtrykaren på CARTRIDGE DISPENSER II och dra kolven bakåt hela vägen mot dispensern. Lyft patronhållaren på dispensern och ladda patronen. Kontrollera att den V-formade skåran på patronen är riktd nedåt. Tryck patronhållaren nedåt så patronen hålls ordentligt på plats.
- Lift avtrykaren och tryck kolven framåt tills den aktiverar patronen.
- Avlägsna patronhåttan genom att vrida ett fjärdedels varv moturs. Bøj håttan nedåt och dra bort den från patronen. Kläm försiktigt på dispenserhåndtaget för att få ut en liten mängd material från patronens båda öppningar. Kontrollera att lika mängd bas och katalysator kommer ut.
- Plåsa in den V-formede skåran på MIXING TIP II mot den V-formade skåran mellan patroncyklindrarna. Fast blandningsspetsen med ett bestämt tryk. Vrid sedan blandningsspetsens färgade krage medsolet ett fjärdedels varv mot patronens botten. Dispensern är nu klar att användas.
- Appliocer av materialet
 - Tryk på håndtaget flera gånger för att få ut material.
 - Appliocer det blandede materialet direkt i patientens mun eller på modell.
 - Vänta tills materialet stelnat.
 - Avlägsna avtrycket från patienten eller från modellen.
 - Fjern aftrykset under rinnande vatten og desinficera med lämpigt desinfektionsmiddel.
- Avlägsna inte MIXING TIP II efter användning. Spæns fungerar som skyddsåttå fra till næsta anvændingsåillfælde. Når du ska sätta dit en ny MIXING TIP II måste du vrida blandningsspetsens krage motsols ett fjärdedels varv så att den V-formade skåran inpassas i patronen. Bøj blandningsspetsen nedåt och dra bort den från patronen.
- Avlägsna den gamla blandningsspetsen néstå anvændning. Tryck ut en liten mängd material för att säkerställa att bas och katalysator kommer ut jämnt från båda öppningarna innan du sätter dit den nye spætsen. Om det inte går att få ut materialet, måste du avlägsna eventuellt hårdet material från patronen.
- Lift avtrykaren och dra tillbaka kolven helt når du vil byta patron. Avlägsna den tomma patronen genom att lyfta patronhållaren og sætt sedan en ny patron i dispensern.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbejdstid (ved 23 °C)	45 sek.
Minsta tid i mun	2 min.
Minsta tid på modell (ved 23 °C)	Ca 7 min.
Hårdhet (Shore A)	60

FÄRG

Transparent

FÖRVARING

Rekommendation för bästa resultat: Förvara i rumstemperatur (15-25°C, 59,0-77,0°F). Utsätt inte materialet för direkt solljus.

FÖRPACKNING

Förpackning med två patroner:
Patron 51 g (48 mL) x 2
MIXING TIP II L (grön) x 6

VARNING

- Vid kontakt med mjukvävnad eller hud, avlägsna materialet och skölj med vatten.
- Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten och remittera till läkare.
- Blanda inte EXACLEAR med komponenter från andra produkter.
- Undvik att få materialet på kläderna. Materialet är svårt att få bort. Undgå att få materialet på tøj, da det kan være vaskeligt at fjærne.
- Førend en ny blandspids påsættes, sørg da for at materialet krydskontaminering mellem patienterne, genanvendt da ikke blandspidsen. Kun blandspidsen kan ikke steriliseres i hverken autoklave eller kemiklave.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og sikkerhedsbriller bør altid benyttes.
- I sjældne tilfælde, kan produktet forårsage øget følsomhed for nogle personer. Hvis sådanne tilfælde opføres, stop da straks brugen af produktet og henvis personen til læge.

Nogle produkter, som er beskrevet i IFU, er evt. klassificeret som farlig i IHH GHS. Læs altid op på alle arbejdstshygiejnske anvisninger, som kan findes på:
http://www.gceurope.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFICERING
PRODUKTER FØR FLERANGSANSVNING:
Produkten måste desinficeres mellem varje patient för att undvika korskontaminaton.
Kontrollera eventuella skador på produkten och etiketten direkt efter användning.
Kasta produkten om den är skadad.
LÄG INTE PRODUKTEN I VATTEN.
Rengör produkten noggrant för att förhindra utvorkning och ansamling av smittämnen.
Desinficera med godkända produkter för infektionskontroll enligt nationella riktlinjer.
Rapportering av önskade effekter:
Om du upptäcker någon form av önskade effekter, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vaktsamhetsystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como do nosso sistema interno de vigilância:
vigilance@gc.dental
Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança deste produto.

Senaste revidering: 04/2020

EXACLEAR

VINYL POLISILOXANO TRANSPARENTE

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Matriz de silicone para a técnica de moldação com injeção de composto
- Matriz de silicone para trabalho de coroas temporárias e pontes
- Chave de silicone para a técnica de aplicação de composto em camadas
- Fixeringsmaterial for røntgenpellets i samband med planering av implantat
- Silikonmatrix for overføring av brackets og fibermaterial från modell til patient

CONTRAINDICAÇÕES
Evite usar este produto em pacientes com alergias ao silicone.

PRECAUÇÕES

Ao depositar ou misturar o EXACLEAR, deve ter cuidado para evitar misturar ou contacto com os materiais seguintes que podem atrasar ou impedir a presa: catalisador para materiais de impressão de silicone do tipo condensação, materiais de impressão de polysulfetos, materiais de eugenol, enofra, latex, óleo, acrilatos, glicero, anestesia tópica de superfície do tipo spray ou unguento (por exemplo, lidocaína).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Levante a alavanca de libertação do CARTRIDGE DISPENSER II e abra o êmbolo em todo o percurso para dentro do dispensador. Levante o suporte do cartucho do dosador e carregue o cartucho, assegurando-se que a ranhura em forma de V no rebordo do cartucho está voltada para baixo. Empurre o suporte do cartucho para baixo, para fixar o cartucho firmemente no lugar.
- Levante a alavanca de libertação e empurre o êmbolo para a frente até que encaixe no cartucho.
- Retire a tampa do cartucho, rodando 1/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Dobre a lâmpa para baixo e retire-a do cartucho. Aperte suavemente a pega do dosador de modo a extrair uma pequena quantidade do material das duas aberturas na parte final do cartucho. Assgure-se de que a base e o catalisador saem uniformemente.
- Alinhe a ranhura em forma de V na aresta da ponta misturadora com a ranhura em forma de V entre os canais do cartucho. Empurre com firmeza para encaixar a ponta misturadora. Em seguida, rode a gola colorida da ponta misturadora 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio. O dosador está agora pronto para ser utilizado.
- Applique o material
 - Tryk på håndtaget flere gange for at ekstrahere materiale.
 - Appliocer det blandede materialet direkt i patientens mun eller på modell.
 - Vænt på materialet stelnat.
 - Avlägsna avtrycket från patienten eller från modellen.
 - Fjern aftrykset under rinnande vatten og desinficera med lämpigt desinfektionsmiddel.
- Avlägsna inte MIXING TIP II efter användning. Spæns fungerar som skyddsåttå fra till næsta anvændingsåillfælde. Når du ska sätta dit en ny MIXING TIP II måste du vrida blandningsspetsens krage motsols ett fjærdedels varv så att den V-formade skåran inpassas i patronen. Bøj blandningsspetsen nedåt og dra bort den från patronen.
- Avlägsna den gamla blandningsspetsen néstå anvændning. Tryck ut en liten mängd material för att säkerställa att bas och katalysator kommer ut jämnt från båda öppningarna innan du sätter dit den nye spætsen. Om det inte går att få ut materialet, måste du avlägsna eventuellt hårdet material från patronen.
- Lift avtrykaren och dra tillbaka kolven helt når du vil byta patron. Avlägsna den tomma patronen genom att lyfta patronhållaren og sætt sedan en ny patron i dispensern.

DADOS TÉCNICOS

Tempo de trabalho (a 23°C)	45 seg.
Tempo mínimo na boca	2 min.
Tempo mínimo num modelo (a 23°C)	Aprox. 7 min.
Dureza (Shore A)	60

COR

Transparente

ARMAZENAMENTO

Para obter o melhor desempenho, recomenda-se armazenar à temperatura ambiente, protegido da luz do sol direta (15-25°C, 59,0-77,0°F).

EMBALAGEM

Embalagem de dois cartuchos:
Cartucho 51 g (48 mL) x 2
MIXING TIP II L (Verde) x 6

CUIDADO

- Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, limpe e lave com água.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
- Não misture o EXACLEAR com componentes de quaisquer outros produtos.
- Evite o contacto com o vestuário com o material, dado que este é difícil de remover.
- Antes de colocar uma ponta misturadora nova, dosieie uma pequena quantidade de material, para assegurar que a base e o catalisador saem de forma homogénea. O dosamento desigual pode causar atraso na presa.
- Tom precauções para evitar a ingestão do material.
- As pontas misturadoras são apenas para utilização única. Para prevenir a contaminação cruzada entre pacientes, não reutilize a ponta misturadora. A ponta misturadora não pode ser esterilizada em autoclave ou chemiclave.
- Deve ser sempre usado Equipamento de Protecção Pessoal (EPP), tal como luvas, máscaras e proteção para os olhos.
- Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reações desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico.

Alguns produtos referenciados nestas instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Familiarize-se sempre com as fichas de dados de segurança disponíveis em:
http://www.gceurope.com
Podrá anda obtê-las junto do seu fornecedor.

LIMPEZA E DESINFECAMENTO
SISTEMAS DE DOSEAMENTO MULTIFUSOS: para evitar a contaminação cruzada entre doentes, este dispositivo requer a desinfecção de nível intermédio. Imediatamente após a utilização, inspecione o dispositivo e o rótulo para identificar sinais de deterioração. Em caso de danos, elimine o dispositivo.
NÃO MISTURE!
Limpeza e desinfectamento o dispositivo para evitar a secagem e acumulação de contaminantes. Desinfete com um produto de controlo de infeções de grau médico registado e de nível intermédio, de acordo com as diretrizes regionais / nacionais.

Relatório de efeitos indesejados:
Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado, reação ou situações semelhantes experimentados pelo uso deste produto, incluindo aqueles não listados nesta instrução para uso, por favor comunique-os diretamente através do sistema de vigilância correspondente, selecionando a autoridade apropriada de seu país, acessível através do seguinte link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como do nosso sistema interno de vigilância:
vigilance@gc.dental
Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança deste produto.

Última revisão: 04/2020

Πριν από τη χρήση Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης

EL

EXACLEAR

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΒΙΝΥΛΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΗ

Διατίθεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες οδοντίατρο και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μήτρα σιλικόνης για τη τεχνική έγχυσης ρητίνης κατά την διαδικασία κατασκευής εκμάγιων.
- Μήτρα σιλικόνης για προωθητή επένδση και γέφυρα
- Κλειδί σιλικόνης για τη τεχνική της διαστρωμάτωσης ρητίνων
- Καταγραφή σγκήλεισης
- Υακό σταθεροποίησης για τα ακτινογραφικά σφαιρίδια που χρησιμοποιούνται στους χειρουργικούς νόρθηκες για εμφύτευση
- Μήτρα σιλικόνης για τη μεταφορά ορθοδοντικών αγκυλών ή υαλονημάτων από το εκμάγεο στο στόμα

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία στη σιλικόνη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ

Κατά την δοσομέτρηση ή την ανάμιξη του EXACLEAR, πρέπει να αποφευχθεί η ανάμιξη ή επαφή με τα ακόλουθα υλικά που μπορεί να καθυστερήσουν ή να αναστείλουν τον πολυμερισμό: καταλύτες σιλικόνης συμπύκνωσης, πολυουρεθιάδα αποτύπωσης, ευγενολούχα υλικά, θεοσύα, ελαστικό, λάδι, γλυκερόλη και τύπου στρέψι ή κρέμας τοπικό αναεσθητικό (π.χ. Lidocaine).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανασηκώστε το έμβολο απελευθέρωσης του πιστολιού CARTRIDGE DISPENSER II και τραβήξτε τη σκανδάλη τελείως πίσω στο πιστόλι. Ανασηκώστε το εμβόλο του πιστολιού του πιστολιού και τοποθετήστε τη φιάλιγγα. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή τύπου -V στο άκρο της φιάλιγγας κοιτάει προς τα κάτω. Πιέστε το συγκρατητήρι της φιάλιγγας προς τα κάτω για να συγκρατηθεί η φιάλιγγα στη θέση της.
- Ανασηκώστε το έμβολο απελευθέρωσης και πιέστε τη σκανδάλη προς τα εμπρός μέχρι να κλειδώσει στο πιστόλι.
- Αφαιρέστε το κατάπι της φιάλιγγας περιστρέφοντας κατά το 1/4 ορόσημο.
- Αποσπείρετε την εγκοπή τύπου -V στο άκρο του ρόγγυος ανάμιξης MIXING TIP II, ροδέ το σκόρπο της φιάλιγγας. Πιέστε μαλακά τη σκανδάλη του πιστολιού για την δοσομέτρηση μικρής ποσότητας υλικού από τα δύο στόμια στο άκρο της φιάλιγγας. Βεβαιωθείτε ότι η βάση και ο καταλύτης εξέρχονται ομοιόμορφα.
- Ευθυγράμμιση την εγκοπή τύπου -V στο άκρο του ρόγγυος ανάμιξης MIXING TIP II με την εγκοπή τύπου -V ανάμεσα στα βόρεια της φιάλιγγας. Πιέστε σταθερά για να σταθεροποιήσετε το ρόγγυος ανάμιξης. Μετά περιστρέψτε το έγχυτικό κόλπο του ρόγγυος ανάμιξης κατά 1/4 δεξιάστροφα μέχρι το πέρασ της επιτρομετικής κινήσης. Το πιστόλι είναι έτοιμο τύωα προς χρήση.
- Δοσομέτρηση του υλικού
 - Πιέστε τη σκανδάλη μερικές φορές για να εζυθαρέσει το υλικό.
 - Εφαρμόστε το αναμεμιγμένο υλικό στο στόμα ή στο εκμάγεο.
 - Περιμένετε για τον πολυμερισμό του υλικού.
 - Αφαιρέστε το αποτύπωμα από το στόμα ή το εκμάγεο.
 - Ξεπλύνετε το αποτύπωμα κάτω από τρεχούμενο νερό και απολυμώστε το με το κατάλληλο απολυμαντικό.
- Μετά την χρήση, μην κρατάτε το ρόγγυος ανάμιξης MIXING TIP II καθώς αυτό θα είναι το κατάπι φιάλιγγας μέχρι την επόμενη φορά. Κατά την αντικατάσταση του ρόγγυος ανάμιξης MIXING TIP II, περιστρέψτε το κόλπο του ρόγγυος ανάμιξης κατά 1/4 ορόσημο.
- Retire a tampa do cartucho, rodando 1/4 de volta no sentido contrário a seguir. Antes de colocar uma ponta nova, extraia ligeiramente uma pequena quantidade do material, para assegurar que a base e o catalisador saem de forma homogênea.
- Aperte suavemente a pega do dosador de modo a extrair uma pequena quantidade do material que se possa encontrar na ponta do cartucho.
- Para substituir o cartucho, levante a alavanca de libertação e retire o êmbolo totalmente. Dobre o cartucho e retire-o do dispositivo. Aperte suavemente a peça do dosador de modo a extrair uma pequena quantidade do material das duas aberturas na parte final do cartucho. Assgure-se de que a base e o catalisador saem de forma homogénea. O dosamento desigual pode causar atraso na presa.
- Retire a tampa do cartucho, rodando 1/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Dobre a lâmpa para baixo e retire-a do cartucho. Aperte suavemente a pega do dosador de modo a extrair uma pequena quantidade do material das duas aberturas na parte final do cartucho. Assgure-se de que a base e o catalisador saem uniformemente.
- Alinhe a ranhura em forma de V na aresta da ponta misturadora com a ranhura em forma de V entre os canais do cartucho. Empurre com firmeza para encaixar a ponta misturadora. Em seguida, rode a gola colorida da ponta misturadora 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio. O dosador está agora pronto para ser utilizado.
- Applique o material
 - Tryk på håndtaget flere gange for at ekstrahere materiale.
 - Appliocer det blandede materialet direkt i patientens mun eller på modell.
 - Vænt på materialet stelnat.
 - Avlägsna avtrycket från patienten eller från modellen.
 - Fjern aftrykset under rinnande vatten og desinficera med lämpigt desinfektionsmiddel.
- Avlägsna inte MIXING TIP II efter användning. Spæns fungerar som skyddsåttå fra till næsta anvændingsåillfælde. Når du ska sätta dit en ny MIXING TIP II måste du vrida blandningsspetsens krage motsols ett fjærdedels varv så att den V-formade skåran inpassas i patronen. Bøj blandningsspetsen nedåt og dra bort den från patronen.
- Avlägsna den gamla blandningsspetsen néstå anvændning. Tryck ut en liten mängd material för att säkerställa att bas och katalysator kommer ut jämnt från båda öppningarna innan du sätter dit den nye spætsen. Om det inte går att få ut materialet, måste du avlägsna eventuellt hårdet material från patronen.
- Lift avtrykaren og dra tillbaka kolven helt når du vil byta patron. Avlägsna den tomma patronen genom att lyfta patronhållaren og sætt sedan en ny patron i dispensern.

8. Para substituir o cartucho, levante a alavanca de libertação e retire o êmbolo totalmente. Dobre o cartucho e retire-o do dispositivo. Aperte suavemente a peça do dosador de modo a extrair uma pequena quantidade do material das duas aberturas na parte final do cartucho. Assgure-se de que a base e o catalisador saem de forma homogénea. O dosamento desigual pode causar atraso na presa.

8. Para substituir o cartucho, levante a alavanca de libertação e retire o êmbolo totalmente. Dobre o cartucho e retire-o do dispositivo. Aperte suavemente a peça do dosador de modo a extrair uma pequena quantidade do material das duas aberturas na parte final do cartucho. Assgure-se de que a base e o catalisador saem de forma homogénea. O dosamento desigual pode causar atraso na presa.

8. Para substituir o cartucho, levante a alavanca de libertação e retire o êmbolo totalmente. Dobre o cartucho e retire-o do dispositivo. Aperte suavemente a peça do dosador de modo a extrair uma pequena quantidade do material das duas aberturas na parte final do cartucho. Assgure-se de que a base e o catalisador saem de forma homogénea. O dosamento desigual pode causar atraso na presa.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος εργασίας (στούς 23°C)	45 sec.
Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο στόμα	2 min.
Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο εκμάγεο (στούς 23°C)	Περίπου 7 min.
Σκληρότητα (Shore A)	60

ΧΡΩΜΑ

Διαφανές

ΦΥΛΑΞΗ

Πο άθανική χρήση συστήνεται η φύλαξη του υλικού σε θερμοκρασία 15-25°C, 59,0-77,0°F).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία δύο φυαλιγγών:
Φυαλίγγα 51 g (48 mL) x 2
ρόγγυος ανάμιξης MIXING TIP II L (πράσινης) x 6

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους μαλακούς ιστούς ή το δέρμα, αφαιρέστε και ξεπλύνετε με νερό.
- Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε ομοιώς με νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην αναμιγνύετε το EXACLEAR με συστατικά από άλλα προϊόντα.
- Αποφύγετε τη ριπή υλικού στα ρούχα καθώς είναι δύσκολη η αφαίρεση.
- Πριν από την τοποθέτηση ενός ρόγγυος ανάμιξης, εζυθείστε μικρή ποσότητα υλικού για να βεβαιωθείτε ότι η βάση και ο καταλύτης εξέρχονται ομοιόμορφα. Ανυπομόρηση εζυθείση μπορεί να καθυστερήσει το καθύστερημένο πολυμερισμό.
- Αποφύγετε την κατάσταση του υλικού.
- Το ρόγγυη ανάμιξης είναι μίας χρήσης. Για την αποφυγή της σταυρομμεσης επιμολύνσης μεταξύ των ασθενών, μην επαναχρησιμοποιείτε το ρόγγυος ανάμιξης. Το ρόγγυος ανάμιξης δεν αποστειρώνεται σε autoclave ή κλίσωνα έπρας θερμοτήσης.
- Προωθητικό τύπη προστασίας όπως γάντια, μάσκα και προστατευτικό γυαλί πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται.
- Σε σπάνι