

## Okklean y Telescan

### **Ámbito de aplicación:**

Para aplicación extraoral!

### **Spray de oclusión**

para hacer visible contactos prematuros y para trabajos de ajuste en coronas y puentes.

### **Telescan**

para trabajos de ajuste en trabajos telescópicos y fijaciones como también para distracción de superficies brillantes en preparación de un proceso de escaneo.

### **Modalidad de aplicación:**

Agitar bien antes de usar. Distancia de pulverización aprox. 3-10 cm. Pulverizaciones suaves, intermitentes y cortos a la vez girando el objeto que se va a pulverizar. No es necesaria una aplicación recubriente. Se puede nuevamente retirar con facilidad por medio de un pincel, vapor de agua, respectivamente bajo agua corriente. No hay que temer decoloración del yeso.

### **Calidad:**

Niebla pulverizada ultrafina. A diferencia de sprays de oclusión habituales, el Okklean y el Telescan no son solubles en agua; así no existe un riesgo de descoloramiento de los modelos de yeso debido a agua coloreada absorbida.

### **Riesgos:**

Evite la inhalación de la niebla de pulverización.

### **Almacenaje:**

La lata está bajo presión. No someter a radiación solar directa, riesgo de explosión.

### **Eliminación:**

Con los residuos de laboratorio generales (latas)

### **Fabricante:**

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/14