

ru	ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
-----------	--

Реставрационный материал на основе керамики для систем CAD/CAM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SHOFU BLOCK HC HARD – обладающий высокой эстетикой материал на основе керамики для изготовления реставраций с помощью денальных фрезеровальных систем CAD/CAM.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изготовление вкладок/накладок, виниров, коронок фронтальных и боковых зубов, а также реставраций на имплантатах с использованием денальных систем CAD/CAM.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание риска поломки следует особенно осторожно подходить к выбору материала у пациентов с парафункциональными привычками.
- В случае появления у пациента воспаления или других аллергических реакций немедленно прекратить применение и проконсультироваться с врачом.
- Для защиты от вредной для здоровья пыли, образующейся при шлифовании или полировке этого продукта, использовать локальных отсос, защитную маску и т.д.
- Соблюдайте инструкции по применению к каждому стоматологическому материалу, инструменту или прибору, используемому с этим продуктом.
- Не используйте данный продукт для каких-либо иных целей, не указанных в данной инструкции.
- Продукт использовать только до истечения срока годности, указанного на упаковке.
- (Пример ↪ TГГГ-ММ-ДД → год-месяц-день окончания срока годности)
- Этот продукт предназначен только для применения в стоматологии.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SHOFU BLOCK HC HARD является термически упрочненным материалом. НЕ обжигать при финировании или изменении размера.

- Выбор блока.
 - Выбрать блок для фрезерования нужного цвета и размера, соответствующих конкретной реставрации.
- Фрезерование
 - Фрезеровать реставрацию согласно инструкции по применению используемой системы CAD/CAM. На основе данных сканирования смоделировать реставрацию в программе, подготовив параметры для процесса фрезерования.
 - Для фрезерования этого продукта используйте режим для керамики/гибридной керамики, но не для пластмасса!
 - Используйте фрезы для CAD/CAM с алмазным покрытием.
- Препарирование
 - ВКЛАДКА/НАКЛАДКА
 - Рекомендуется обычное препарирование под вкладку/накладку без поднутрений. Стенки полости должны расходиться относительно продольной оси препарирования на 3-5°. Все внутренние края и переходы должны быть закруглены. Необходима окклюзионная редукция по крайней мере на 1,5 мм в центральной окклюзии и всех направлениях.
 - ВНИИР
 - Рекомендуется стандартная редукция губной поверхности примерно на 0,4-0,6 мм. На инцизальном переходе от губной к язычной поверхности необходима редукция на 0,5-1,5 мм. Препарируемые края должны располагаться выше десны. Необходимо всегда препарировать закругленное плечо или желобок без поднутрений.
 - КОРОНКА
 - По оси необходима редукция минимум на 1,0 мм со сведением на 3-5°, в зоне режущего края/по окклюзии необходима редукция минимум на 1,5 мм в центральной окклюзии и всех направлениях. Плечи должны быть вытяннуты до 1,0 мм с язычной стороны относительно аппроксимальной контактной поверхности. Все переходы должны быть округлены и не должны иметь скосов.
- Контурирование
 - Проверить корректную припасовку реставрации на препарированном участке легким нажатием пальца. Припасовать окклюзию путем контурирования, используя соответствующие вращающиеся инструменты (например, Robot Points, Dura-White, Dura-Green, Super-Snap).
- Полировка
 - Разгладить поверхность и детали окклюзии реставрации соответствующими пирами (например, CeraMaster Coarse, CeraMaster, Super-Snap). Затем предварительно полировать щеточкой и полировальной пастой Al₂O₃ (DURA-POLISH) на скорости около 10 000 оборотов/мин. В заключение полировать до блеска щеточкой и алмазной полировочной пастой (DURA-POLISH DIA) до зеркального блеска.
- Чистка
 - Отполированную реставрацию очистить в ультразвуковой ванночке или в пароструйном аппарате. Просушить мягким потоком воздуха.
- Фиксация
 - Обработать поверхность реставрации, подлежащую соединению, в пескоструйном аппарате оксидом алюминия (50 мкм) при давлении 0,2-0,3 МПа в течение примерно 10 сек. Обработанную поверхность очистить спиртом и просушить сжатым воздухом, не содержащим воды и масла. Протравить плавиковой кислотой не требуется. Загрунтуйте реставрацию праймером HC Primer.
 - Очистить препарированный зуб перед установкой реставрации. Тщательно прополоскать и просушить, затем изолировать от попадания влаги и от соседних зубов. Зафиксировать реставрацию адгезивным композитным цементом (например, ResiCem).
 - Для стабильной фиксации рекомендуется выполнить надлежащее грунтование реставрации и абтамента.
- Изменение размера и модификация
 - Придать шероховатость поверхности, подлежащей модификации, используя алмазный заостренный бор и т.п. или обработать в пескоструйном аппарате оксидом алюминия (50 мкм).
 - Очистить поверхность спиртом и просушить сжатым воздухом, не содержащим воды и масла.
 - Нанести праймер для керамики (например, CERARESIN BOND, HC Primer) в соответствии с инструкцией по применению.
 - Нанести необходимое количество композита (например, BEAUTIFIL II, BEAUTIFIL Flow Plus X, CERAMAGE и/или CERAMAGE UP). Полимеризовать композит в соответствии с инструкцией производителя.
 - Контурировать и полировать, как описано выше.

(Примечания)

- Использовать только шлифовальные инструменты, предназначенные для керамики под фрезерование, поскольку SHOFU BLOCK HC HARD является реставрационным материалом на основе керамики.
- При фиксации или характеристизации реставрации или дополнительном нанесении композита правильно предварительно обработать поверхность в соответствии с инструкцией по применению конкретного материала.

СОСТАВ

Силикат циркония, UDMA (уретандиметакрилат), уретановый диакрилат, пирогенный диоксид кремния, пигменты и др.

ОТТЕНКИ

Низкая полупрозрачность: W2-LT, A1-LT, A2-LT, A3-LT, A3.5-LT, A4-LT
Высокая полупрозрачность: A1-HT, A2-HT, A3-HT
Оттенки эмали: OC, 59

ХРАНЕНИЕ

Избегать воздействия высоких температур и высокой влажности воздуха. Защищать от прямых солнечных лучей.

pl	NALĘŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ UŻYCIEM
-----------	--

Material na bazie ceramiki do systemu CAD/CAM

OPIS PRODUKTU

SHOFU BLOCK HC HARD jest to wysocze estetyczny material na bazie ceramiki do tworzenia uzupelnień stomatologicznych w systemie CAD/CAM.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Do tworzenia inlayów/onlayów, licówek, uzupelnień w postaci pełnych koron w odcinku przednim i bocznym, uzupelnień opartych na implantach z zastosowaniem systemu CAD/CAM.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

- У pacjentów z parafunkcjami zaleca się właściwą selekcję przypadków w celu uniknięcia ewentualnego ryzyka złamania.
- W przypadku wystąpienia stanu zapalnego lub reakcji alergicznych u pacjenta należy natychmiast zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Należy stosować wyciąg, maskę przeciwpyłową i/ub podczas opracowywania i polerowania produktu, aby uniknąć szkodliwego wpływu na ludzki organizm.
- Należy przestrzegać instrukcji użycia wszystkich materiałów stomatologicznych, instrumentów lub sprzętów, które są stosowane razem z niniejszym produktem.
- Nie stosować tego produktu do celów innych niż wyraźnie podane w niniejszej instrukcji użycia.
- Produkt należy zużyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu. (Przykład ↪ RRRR-MM-DD → Rok-Miesiąc-Dzień terminu ważności)
- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez lekarzy dentyistów.

SPOSÓB UŻYCIA

SHOFU BLOCK HC HARD jest materiałem wysoce spolimeryzowanym. NIE wycalać podczas wykańczania lub dobudowywania.

- Wybór bloczka
 - Należy wybrać odpowiedni kolor i rozmiar bloczka do frezowania, uwzględniając posiadane informacje o planowanym uzupelnieniu.
- Frezowanie
 - Podczas frezowania należy przestrzegać instrukcji posiadanego systemu CAD/ CAM. Na podstawie danych ze skanowania należy zaprojektować uzupelnienie w przeznaczonym do tego programie w celu uzyskania danych do frezowania.
 - Podczas frezowania tego produktu należy zastosować tryb dla porcelany/tryb dla ceramiki hybrydowej, a nie dla zywici!
- Przepracia
 - INLAY/ONLAY
 - Zalecamy tradycyjną preparację pod inlay/onlay bez podcięć. Rozbieżność ścian ubytku powinna wynosić 3-5 stopni względem długiej osi preparacji. Wszelkie wewnętrzne krawędzie i kąty powinny zostać zaokrąglone. Minimalna redukcja powierzchni zującej powinna wynosić 1,5 mm w centralnej relacji i ruchach bocznych.

↳ LICÓWKI
Zalecamy standardową redukcję powierzchni wargowej w zakresie od ok. 0,4 do 0,6 mm. Redukcja wargowo-językowej kąta siecznego powinna wynosić 0,5-1,5 mm. Preparacja powinna przebiegać ponad linia dziąsłowa. Stopień powinien mieć charakter zaokrąglonego stopnia typu shoulder lub chamfer bez podcięć we wszystkich tytach preparacji.

↳ PEŁNA KORONA
Zalecamy minimalną redukcję ścian osiowych w zakresie 1,0 mm z kątem zbieżności 3-5 stopni. Redukcja na brzegu siecznym/powierzchni okluzyjnej powinna wynosić minimum 1,5 mm w zierciu centralnym i w ruchach bocznych.

Stopień typu shoulder musi być przedłużony 1,0 mm dojezykowo za punkt styczny. Wszelkie krawędzie powinny być zaokrąglone bez ścinania.

- Konturowanie
 - Należy wstępnie przymierzyć uzupelnienie dociskając je lekko palcem. Dopasować kontakty i wysokość w zwruciu, opracować odpowiednie narzędziami obrotowymi (np. Robot Points, Dura-White, Dura-Green, Super-Snap).
- Polerowanie
 - Wyglądzić powierzchnię i detale na powierzchni zującej odpowiednimi narzędziami do polerowania (np. CeraMaster Coarse, CeraMaster, Super-Snap). Wstępne polerowanie uzupelnienia wykonaj pastą polerską impregnowaną Al₂O₃ (DURA-POLISH) na szcztocie z obrotami na poziomie 10 000 rpm. Nałóżyc diamentową pastę polerską (DURA-POLISH DIA) na szcztokę i polerować na wysoki polysk.
- Oczyszczanie
 - Oczyszczyć wypolerowane uzupelnienie w myjce ultradźwiękowej lub parownicą. Wyszuszyć delikatnie strumieniem powietrza z dmuchawki.
- Cementowanie
 - Wypiskować powierzchnię przeznaczoną do cementowania adhezyjnego za pomocą tlenku aluminium 50 μm pod ciśnieniem w zakresie od 0,2 MPa do 0,3 MPa przez ok. 10 sek. Oczyszczyć piaskową powierzchnię alkoholem i wysuszyć wolnym od wilgoci i oleju powietrzem. Trawienie kwasem fluorowodorowym (HF) nie jest konieczne. Na uzupelnieniu protetycznym zastosować HC Primer.
 - Oczyszczyć przygotowany żąb do osadzenia i związania. Spłukać i dokładnie osuszyć, odizolować od wilgoci i sąsiednich zębów. Zacementować uzupelnienie cementem adhezyjnym na bazie żywicy (np. ResiCem).
 - W celu stabilnego zacementowania zalecane jest właściwe zastosowanie praimera na uzupelnieniu protetycznym i łączniku.
- Uzupelnienia i modyfikacje
 - Schronować powierzchnię przeznaczoną do modyfikacji wiertłem diamentowym itp. lub wypiskować 50 μm cienkiem glinu.
 - Oczyszczyć powierzchnię alkoholem i wysuszyć powietrzem wolnym od wody i oleju.
 - Nałożyć primer do porcelany (np. CERARESIN BOND, HC Primer) w sposób opisany w instrukcji.
 - Nałożyć żywicę kompozytową (np. BEAUTIFIL II, BEAUTIFIL Flow Plus X, CERAMAGE i CERAMAGE UP) zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Spolimeryzować żywicę kompozytową zgodnie z zaleceniami producenta.
 - Opracować i wypolerować zgodnie z instrukcją wyżej.

(Uwagi)

- Stosować wyłącznie materiały ścierne przeznaczone do frezowania ceramiki, ponieważ SHOFU BLOCK HC HARD jest materiałem na bazie ceramiki.
- Podczas cementowania lub charakteryzacji uzupelnienia lub modyfikacji żywicą kompozytową należy zastosować odpowiednie przygotowanie powierzchni zgodnie z instrukcją każdego z materiałów.

SKŁAD

Krzemian cyrkonu, UDMA, diakrylan uretanu, drobno spiekana krzemionka, pigmenty i inne

KOLORY

Niska przezierność: W2-LT, A1-LT, A2-LT, A3-LT, A3.5-LT, A4-LT
Wysoka przezierność: A1-HT, A2-HT, A3-HT
Kolory szkliwne: OC, 59

PRZECHOWYWANIE

Unikać dużej wilgotności i wysokich temperatur. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

FO

A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

MATERIALE CERAMICE PENTRU RESTAURĂRI CAD/CAM

DESCRIEREA PRODUSULUI

SHOFU BLOCK HC HARD este un material ceramic extrem de estetic pentru confecționarea restaurărilor dentare prin frezare cu ajutorul unui sistem dentar CAD/CAM.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Pentru fabricarea inlay-urilor/onlay-urilor, a fațetelor protetice, a restaurărilor coronare totale anterioare și posterioare și a restaurărilor pe bază de implanturi, folosind un sistem dentar CAD/CAM.

INDICAȚII ȘI AVERTIZĂRI

- Se recomandă selectarea atență a cazurilor pacienților cu parafuncții, pentru a evita riscul potențial de fracturare.
- În cazul apariției vreunei inflamații sau a oricăror alte reacții alergice la pacient, întrerupeți imediat utilizarea și cereți sfatul medicului.
- În timpul șlefuirii sau finisării acestui produs, utilizați aspiratorul local pentru pulberi, masca protectoare de pulberi etc., pentru a evita efectele dăunătoare ale pulberilor asupra sănătății corpului uman.
- Respectați instrucțiunile de utilizare aferente fiecărui material, instrument sau echipament stomatologic ce urmează să fie folosit împreună cu acest produs.
- Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele menționate în mod specific în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Utilizați produsul înainte de data expirării indicată pe ambalaj. (Exemplu ↪ AAAA-LL-ZZ → Anul-Luna-Ziua termenului de valabilitate)
- Acest produs este destinat utilizării numai de către profesioniștii în domeniul stomatologic.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SHOFU BLOCK HC HARD este un material cu grad mare de polimerizare. NU ardeți restaurările pentru finisare sau pentru rețușiri suplimentare.

- Selectarea blocului
 - Selectați nuanța și mărimea potrivită a blocului de frezare în funcție de restaurarea necesară.
- Curățarea
 - Pentru fabricare, urmați pașii descriși în instrucțiunile de utilizare a diferitelor sisteme CAD/CAM. Modelați restaurarea cu ajutorul programului pentru a crea datele necesare procesului de frezare în funcție de datele rezultate la scanare.
 - Pentru frezarea acestui produs, în locul opțiunii rășină, utilizați opțiunea porțelan/opțiunea ceramică hibridă!
 - Utilizați instrumente de frezare CAD/CAM cu învelș de diamant.
- Prepararea
 - INLAY/ONLAY
 - Se recomandă prepararea tradițională a inlay-ului/onlay-ului fără zone retentive. Șlefuiți oblic pereții cavității cu 3-5 grade în raport cu axa longitudinală a preparației. Rotunjiți toate muchiile și unghiurile interne. Reducerea minimă a suprafeței ocluzale trebuie să fie de 1,5 mm în ocuzie centrică și în toate mișcărilor mandibulare.
 - FAȚETE PROTETICE
 - Se recomandă reducerea standard a suprafeței vestibulare cu aprox. 0,4 până la 0,6 mm. Reducerea unghiului incizal vestibulo-palatinal trebuie să fie de 0,5-1,5 mm. Mențineți pragul preparației deasupra țesutului gingival. Finiezu toate preparațiile trebuie utilizate praguri sau margini oblice rotunjite, fără zone retentive.
 - COROANA TOTALĂ
 - Sunt necesare o reducere axială de minim 1,0 mm cu o șlefuire oblică la 3-5 grade și o reducere incizală/ocluzală de cel puțin 1,5 mm în ocuzie centrică și în toate mișcărilor mandibulare. Pragurile trebuie extinsă până la 1,0 mm spre lingual, spre zona de contact proximal. Toate muchiile trebuie rotunjite și nu trebuie să prezinte țesături.

- Adaptarea
 - Verificați adaptarea restaurării la preparație apăsând ușor cu degetul. Ajustați contactele și ocluzia, adaptând conturul cu instrumente rotative potrivite (de ex. cu Robot Points, Dura-White, Dura-Green, Super-Snap).
- Finisarea
 - Neteziți suprafața și detaliile ocluzale cu ajutorul instrumentelor de finisare adecvate (de ex. CeraMaster Coarse, CeraMaster, Super-Snap). Prefinisați restaurarea cu pastă de lustruit impregnată cu Al₂O₃ (DURA-POLISH) cu o perie aspră, cu aproximativ 10.000 rpm (rotăți pe minut). Aplicați pasta de lustruit cu diamante (DURA-POLISH DIA) pe o perie aspră și lustruiți restaurarea cu scopul obținerii unui grad ridicat de strălucire.
- Curățarea
 - Curățați restaurarea lustruită cu un aparat de curățare cu ultrasunete sau cu un aparat de curățare cu abur. Uscăți ușor cu o seringă cu aer.
- Cimentarea
 - Sablați suprafața adezivă a restaurării cu oxid de aluminiu de 50 μm, la o presiune cuprinsă între 0,2 MPa și 0,3 MPa, timp de circa 10 sec. Curățați suprafața sablați cu alcool și uscați-o cu aer fără conținut de apă și ulei. Nu este necesară gravarea cu acid fluorhidric (HF). Tratați restaurarea cu HC Primer. Curățați dintele preparat în vederea aplicării nrăi fixării preparației. Clătiți și uscați uscați termic, izolați de umiditate și de dinții adiacenți. Cimentați restaurarea cu un ciment cu rășină adezivă (de ex. ResiCem).
 - Pentru o cimentare stabilă, se recomandă tratarea restaurării și a stălpului cu primer în mod adecvat.
- Adăugări și modificări
 - Asprijți suprafața ce trebuie modificată cu freze diamantate etc. sau sablați cu oxid de aluminiu de 50 μm.
 - Curățați suprafața cu alcool și uscați-o cu aer fără conținut de apă și ulei.
 - Aplicați primerul (de ex. CERARESIN BOND, HC Primer) așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare.
 - Aplicați rășina compozită (de ex. BEAUTIFIL II, BEAUTIFIL Flow Plus X, CERAMAGE și CERAMAGE UP) conform cerințelor individuale. Polimerizați rășina compozită respectând instrucțiunile de utilizare ale fiecărui producător în parte.
 - Adaptați și lustruiți urmând instrucțiunile descrise mai sus.

(Observații)

- Utilizați numai instrumente abrazive pentru frezarea suprafețelor ceramice, deoarece SHOFU BLOCK HC HARD este un material material de restaurare pe bază de ceramică.
 - Când cimentați sau personalizați lucrarea de restaurare sau rețușaji cu rășină compozită, realizați o tratare adecvată a suprafeței, urmând instrucțiunile de utilizare pentru fiecare material folosit.
- COMPOZIȚIA**
- Silicat de zirconiu, UDMA, Diacrilat de uretan, dioxid de siliciu pirogenic, pigmenti și atele

NUANTE

Grad mic de transluciditate: W2-LT, A1-LT, A2-LT, A3-LT, A3.5-LT, A4-LT
Grad mare de transluciditate: A1-HT, A2-HT, A3-HT
Nuanțe de smalț: OC, 59

DEPOZITAREA

A se evita temperaturile înalte și umiditatea crescută. A nu se expune la lumină solară directă.

sv

LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

Kerambaserat tandersättningsmaterial för CAD/CAM

PRODUKT BESKRIVNING

SHOFU BLOCK HC HARD är ett kerambaserat tandersättningsmaterial med hög estetik, för fräsning av tandersättningar med hjälp av dentala CAD/CAM-system.

AVSEDD ANVÄNDNING

För tillverkning av inlägg/onlays, skalfasader, anteriora och posteriora fullkronor samt implantatstödåa konstruktioner, med dentala CAD/CAM-system.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR

- Behandling av patientfall med parafunktion bör övervägas nog för att undvika möjliga risker för frakturer.
- Om någon inflammation eller annan allergisk reaktion uppträder hos patienten, ska användningen omedelbart avbrytas och medicinsk expertis konsulteras.
- Använd lokalt utslag, skyddsmask mot damm etc. under slipning eller polering av den här produkten för att undvika skadlig inandning av damm.
- Följ bruksanvisningen för alla dentala material, instrument och utrustningar som ska användas tillsammans med den här produkten.
- Använd inte produkten för andra ändamål än den avsedda användning som specificeras i den här bruksanvisningen.
- Använd produkten före utgångsdatumet som är angivet på förpackningen. (T.ex. ↪ AAAA-MM-DD → år-månad-dag för utgångsdatum)
- Den här produkten får enbart användas av legitimerad tandvårdspersonal.

BRUKSANVISNING

SHOFU BLOCK HC HARD är ett höghårdat material och får INTE brännas för finisning eller ytterligare uppbyggnad.

- Valja block
 - Valj rätt färg och storlek på fräsblocket efter den önskade tandersättningen.
- Fräsning
 - Följ tillverkningsstegen i bruksanvisningarna för de olika CAD/CAM-systemen. Skapa data för fräsningen genom att modellera tandersättningen på programvaran baserat på den scannade informationen.
 - Använd keram-/hybridkeram-läget för att fräsa den här produkten istället för komposit (resin)-läget!
 - Använd diamanbelagda CAD/CAM fräsborr.
- Preparation
 - INLÄGG/ONLAY
 - En klassisk inläggs-/onlay-preparation utan underskår rekommenderas. Preparera kavitet/väggarna med 3–5 graders divergens till preparatens längsaxel. Leta inre kanter och övergångar ska vara avrundade. En ocklusal reduktion på minst 1,5 mm i interkuspidationståge och alla glidrörelser krävs.
 - SKALFASAD
 - En standardreduktion av den labiala ytan med cirka 0,4 till 0,6 mm rekommenderas. Reduktionen av den incisala labiala-linguala övergången ska vara 0,5-1,5 mm. Låg preparationsgränserna ovanför den gingivala vävnaden. Rundad skuldra/chamfer utan underskår ska tillämpas för alla preparationer.
 - FULLKRONA
 - En axial reduktion på minst 1,0 mm med 3-5 graders konicitet och en incisal/oklusal reduktion på minst 1,5 mm i interkuspidationsläget och alla glidrörelser krävs. Skuldrona måste utsträckas upp till 1,0 mm lingualt om den approximala kontaktytan.

- Konturering
 - Pröva tandersättningsen passform på preparationen med lätt fingertryck. Justera kontakter och ocklusion, konturera med lämpligt roterande instrument (t.ex Robot Points, Dura-White, Dura-Green eller Super-Snap).
- Polering
 - Jämnla till ytan och de ocklusala detaljerna med lämpliga polerare (som t.ex. CeraMaster Coarse, CeraMaster eller Super-Snap). Förpolera tandersättningen med den med aluminiumoxid (Al₂O₃) impregnerade polerpastan (DURA-POLISH) med en polerborste med ca 10 000 varv/min. Applicera den med diamant impregnerade polerpastan (DURA-POLISH DIA) på en polerborste och polera up tandersättningen till höglågs.
- Rengöring
 - Rengör den polerade tandersättningen i ett ultraljudsbad eller med ångrengöring. Blås frisktigt torrt med luftspray.
- Cementering
 - Sandblåstra tandersättningsen fästyta med aluminiumoxid 50 μm med ett tryck mellan 0,2 MPa och 0,3 MPa i ca 10 sek. Rengör den sandblåstrade ytan med alkohol och blås torrt med vatten- och oljefri luft. Etning med fluorvätesyra (HF) är inte nödvändig. Behandla tandersättningen med HC Primer. Rengör den preparerade tanden före cementeringen. Skölj och torka noggrant, isolera från fukt och grantänder. Cementera tandersättningen med ett adhesivt resin cement (t.ex. ResiCem).
 - För stabil cementering rekommenderas korrekt primerbehandling för tandersättningen och distansen.
- Kompletteringar och modifieringar
 - rugja upp ytan som ska modifieras med diamanpetsar eller liknande alternativt sandblåstra med 50 μm aluminiumoxid.
 - Rengör ytan med alkohol och blås torrt med vatten- och oljefri luft.
 - Applicera en keram-primer (t.ex. CERARESIN BOND, HC Primer) enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
 - Applicera kompositmaterial (t.ex. BEAUTIFIL II, BEAUTIFIL Flow Plus X, CERAMAGE och/eller CERAMAGE UP) efter de individuella behoven. Hårda kompositmaterialen i enlighet med respektive tillverkares bruksanvisning.
 - Konturera och polera i enlighet med ovanstående beskrivningar.

(Obs!)

- Använd enbart slipmedel avsedda för fräskeramer eftersom SHOFU BLOCK HC HARD är ett kerambaserat tandersättningsmaterial.
- Vid cementering eller karakterisering av tandersättningen eller uppbyggnad med kompositmaterial, genomför korrekt förbehandling av ytan enligt bruksanvisningarna för varje material som används.

SAMMANSÄTTNING

Zirkoniumsilikat, UDMA, uretandiakrylat, pyrogen kiseldioxid, färgpigment bland andra.

FÄRGER

Lågtranslucenta: W2-LT, A1-LT, A2-LT, A3-LT, A3.5-LT, A4-LT
Högtranslucenta: A1-HT, A2-HT, A3-HT
Emailj färger: OC, 59

FÖRVARING

Undvik höga temperaturer och hög luftfuktighet. Skyddas från direkt solljus.

el

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

CAD/CAM κεραμικό υλικό αποκατάστασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SHOFU BLOCK HC HARD είναι ένα υλικό αποκατάστασης κεραμικής βάσης υψηλής αισθητικής για αποκαταστάσεις με οδοντιατρικό σύστημα φρεζαρίσματος CAD/CAM.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την κατασκευή ενθέτων/επενθέτων, όψεων, για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις με στεφάνες, χρησιμοποιώντας οδοντιατρικό σύστημα CAD/CAM.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Συνιστάται η σωστή επιλογή των περιστατικών σε ασθενείς με παραλειπουργίες για την αποφυγή κινδύνου κατάγματος.
- Εάν παρουσιαστούν ερεθισμοί ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις στον ασθενή, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευθείτε έναν γιατρό.
- Να χρησιμοποιούνται συστήματα αναρρόφησης της σκόνης, προστατευτική μάσκα κλπ. κατά τη διάρκεια του τροχισμού ή της στίλβωσης προς αποφυγή επιβλαβούς επίδρασης της σκόνης στον οργανισμό.

- Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης κάθε οδοντιατρικού υλικού, εργαλείου ή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που επικριφώς περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης που υπάρχει στη συσκευασία (παράδειγμα ↪ EEEE-MM-HH→Έτος-Μήνας-Ημερομηνία της ημερομηνίας λήξης)
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες της οδοντιατρικής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το SHOFU BLOCK HC HARD είναι ένα υλικό με υψηλό ποσοστό πολυμερισμού. ΜΗ ψήνεται τις αποκαταστάσεις για φινιρισμό ή πρόσθετη αναστάση.

- Χρησιμοποιήστε για τη χρήση και συμβουλευθείτε έναν γιατρό.
- Να χρησιμοποιούνται συστήματα αναρρόφησης της σκόνης, προστατευτική μάσκα κλπ. κατά τη διάρκεια του τροχισμού ή της στίλβωσης προς αποφυγή επιβλαβούς επίδρασης της σκόνης στον οργανισμό.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης κάθε οδοντιατρικού υλικού, εργαλείου ή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που επικριφώς περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης που υπάρχει στη συσκευασία (παράδειγμα ↪ EEEE-MM-HH→Έτος-Μήνας-Ημερομηνία της ημερομηνίας λήξης)
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες της οδοντιατρικής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το SHOFU BLOCK HC HARD είναι ένα υλικ