

esthetic-gum

Transparentes A-Silikon

Materialbeschreibung

esthetic-gum ist ein transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur Anfertigung von durchsichtigen Vorwällen für die Verarbeitung von lichtpolymerisierenden Materialien.

Mischzeit: entfällt (Kartuschensystem)

Verarbeitungszeit: 60 Sek. (bei 23°C)

Entformbarkeit: 120 Sek.

Endhärte: 75 Shore

Verarbeitung

esthetic-gum wird im Doppelkartuschensystem angeboten, um eine ideale Mischung der Komponenten 1:1 zu erreichen. **esthetic-gum** mit Hilfe des Injektors direkt aus der Mischkanüle auf die gewünschte Stelle aufbringen. Mischkanüle im Material eingetaucht lassen, um das Eindringen von Luftblasen zu vermeiden. Bei Gipsmodellen die zu bearbeitenden Stellen kurz mit Isolierung Gips : Kunststoff einpinseln (einziehen lassen und trocken blasen) um optimale Oberflächen zu erreichen.

Produktentwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit ZTM Peter Schaller esthetic-concept München

Lieferform

esthetic-gum , transparent	2x50 ml Doppelkartusche inkl. 12 Mischkanülen
esthetic-gum , transparent	8x50 ml Doppelkartusche
esthetic-gum	Nachfüllpackung Mischkanülen 40 Stück

esthetic-gum

GB Transparent A-silicone

Product description

A-silicone to make transparent overcasts and matrixes for the processing of lightcuring materials.

Working time:	60 seconds
Final set after:	120 seconds
Shore A hardness:	75

Handling instructions

esthetic-gum comes in a double cartridges system so that the components are equally mixed in a perfect 1:1 ratio. Apply the **esthetic-gum** using the injector directly from the mixing cannula to the desired place. Leave the mixing cannula submerged in the material to avoid air bubbles entering the mix. For plaster models, coat the places to be worked on briefly with isolating plaster to protect from resin (draw up and blow dry) to achieve optimum surfaces.

The product was developed in collaboration with ZTM Peter Schaller esthetic-concept München.

Delivery unit

esthetic-gum , transparent A-silicone:	Set with 2 x 50 ml double cartridges incl. 12 mixing tips
esthetic-gum , transparent A-silicone:	8 x 50 ml double cartridges
esthetic-gum Mischkanülen:	Mixing tips 40 pieces

F Silicone A transparent

Description du produit

Silicone A pour la réalisation de mordus transparents lors de l'utilisation de matériaux photopolymérisables.

Plage de manipulation:	60 secondes
Temps de prise:	120 secondes
Dureté de Shore A:	75

Conseils de mise en oeuvre

esthetic-gum est proposé en système à double cartouche, gage d'un mélange idéal des composants (1:1). Appliquer esthetic-gum à l'aide de l'injecteur directement depuis la canule de mélange sur le site souhaité. Maintenir la canule de mélange dans le matériau afin d'éviter la formation de bulles d'air. Dans le cas de modèles en plâtre, appliquer brièvement du plâtre isolant au pinceau contre la matière synthétique sur les sites à traiter (laisser pénétrer et sécher soigneusement) afin d'obtenir des surfaces optimales.

Le développement du produit a été réalisé en collaboration avec ZTM Peter Schaller esthetic-concept München.

Conditionnement

esthetic-gum , silicone A transparent:	Coffret de 2 cartouches doubles de 50 ml avec 12 canules de mélange
esthetic-gum , silicone A transparent:	8 cartouches doubles de 50 ml
esthetic-gum Mischkanülen:	40 canules de mélange

I Silicone A trasparente

Descrizione del prodotto

Silicone A per la fabbricazione di mascherine trasparenti per la lavorazione di materiali fotopolimerizzabili.

Tempo di lavorazione:	60 secondi
Tempo di presa:	120 secondi
Durezza shore A:	75

Istruzione di lavorazione

esthetic-gum è disponibile in un sistema a doppia cartuccia per ottenere una miscela ideale dei componenti 1:1. Applicare **esthetic-gum** nel punto desiderato direttamente dalla cannula di miscelazione tramite l'iniettore. Lasciare la cannula di miscelazione immersa nel materiale per evitare la formazione di bolle d'aria. Nel caso di modelli in gesso, applicare alla zona da trattare un sottile strato di isolante gesso-resina (lasciare penetrare, quindi asciugare con aria calda), al fine di ottenere una superficie ottimale.

Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con ZTM Peter Schaller esthetic-concept München.

Unità di consegna

esthetic-gum , silicone A trasparente:	Kit con 2x50 ml doppie cartucce e 12 cannule da miscelazione
esthetic-gum , silicone A trasparente:	8 x 50 ml doppie cartucce
esthetic-gum Mischkanülen:	40 cannule da miscelazione