

Verarbeitungsanleitung

pico-bimsclean

Gebrauchsfertige Anmischflüssigkeit für Bimssteinpulver und pico-strahlresin

- Hohe bakterizide und fungizide Wirkung.
- Verhindert wirksam unangenehme Gerüche.
- Verzögert dauerhaft die Austrocknung des Poliermittels.
- Sehr gute Materialverträglichkeit.
- **pico-bimsclean** ist formaldehydfrei und enthält hautpflegende Zusatzstoffe und schützt somit die Hände des Anwenders.
- Erhöht die Adhäsion des angemischten Poliermittels an Bürste und Werkstück, dadurch spritzt das Bimsmehl weniger. Das spart Polierzeit, weil ständiges Aufnehmen von Bimsbrei entfällt.

Anwendung: Das Bimssteinpulver bzw. **pico-strahlresin** unverdünnt mit **pico-bimsclean** zu einem Brei anrühren, es sollte kein zusätzliches Leitungswasser zugemischt werden. Nur so bleibt das angemischte Poliermittel drei Wochen lang feucht und keimfrei. Danach sollte die Mischung ausgetauscht werden.

Instructions

pico-bimsclean

Ready-to-use mixing liquid for pumice powder and pico-strahlresin

- High bactericidal and fungicidal effect.
- Effectively prevents unpleasant smells.
- Lastingly delays the drying out of the polishing agent.
- Very good material compatibility.
- **pico-bimsclean** is formaldehyde-free and contains additives that care for the skin, thereby protecting the user's hands.
- Increases the adhesion of the mixed polishing agent to brushes and tools so that the pumice powder splashes less. This reduces polishing time, because there is no longer any need to constantly pick up the pumice paste.

Use: Mix the undiluted pumice powder or **pico-strahlresin** with **pico-bimsclean**. No extra tap water should be mixed in. This is the only way to ensure that the polishing agent remains moist and germ-free for three weeks. The mix should then be replaced.

Instructions

pico-bimsclean

Liquide à mélanger prêt à l'usage pour poudre de pierre ponce et pico-strahlresin

- Effet fortement bactéricide et fongicide.
- Evite efficacement les odeurs désagréables.
- Ralentit durablement le dessèchement du produit lustrant.
- Bonne compatibilité avec les matériaux.
- **pico-bimsclean** est exempt de formaldéhyde et contient des additifs qui soignent la peau et protègent ainsi les mains de l'utilisateur.
- Accroît l'adhérence de l'abrasif mélangé sur la brosse et l'outil, ce qui fait que la poudre gicle moins. On gagne ainsi du temps au polissage car on n'a pas besoin de prélever sans cesse de la bouillie.

Utilisation: Mélanger la poudre de pierre ponce ou la **pico-strahlresin** non diluée avec **pico-bimsclean** sans ajouter d'eau du robinet. C'est le seul moyen pour garder l'abrasif mélangé humide et stérile pendant trois semaines. Le mélange doit ensuite être changé.

Istruzione

pico-bimsclean

Liquido di miscelazione pronto all'uso per pomice in polvere e pico-strahlresin

- Elevata funzione battericida e fungicida.
- Evita efficacemente la formazione di odori sgradevoli.
- Rallenta in modo duraturo la seccatura del lucidante.
- Ottima compatibilità di materiali.
- **pico-bimsclean** è privo di formaldeide e contiene additivi anallergici che proteggono la cute dell'utente.
- Più elevata è l'adesione del lucidante miscelato alla spazzola e allo strumento di lavoro, minore sarà la quantità di spruzzi emessa dalla poltiglia. Ciò consente di risparmiare tempo, poiché non sarà necessario raccogliere continuamente la pomice.

Utilisation: Miscelare la polvere di pomice o **pico-strahlresin** non diluite al **pico-bimsclean**, senza aggiungere acqua corrente. Solo in questo modo il lucidante resterà umido e privo di batteri per tre settimane. Dopodiché, è necessario sostituire la miscela.



picodent®
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

Telefon +49 (0)2267 6580-0
Fax +49 (0)2267 6580-30
Internet www.picodent.de
E-Mail picodent@picodent.de