

# SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

**Cercon ceram kiss Pastenliner**  
**Cercon ceram love Pastenliner**  
**Ducera AllCeram Pastenliner**  
**Ducera press Pastenopaker**  
**DuceraGold Kiss Pastenopaker**  
**DuceraGold love Pastenbonder Degunorm**  
**DuceraGold love Pastenopaker**  
**Duceram Kiss Neutralmasse**  
**Duceram Kiss Pastenopaker**  
**Duceram love NE-Bonder**  
**Duceram love Pastenopaker**  
**Duceram Plus Neutralmasse**  
**Duceram Plus Pastenopaker**  
**SYMBIOceram Pastenopaker**

Version:	1.19 / DE	Material-Nr	5360990231
Überarbeitet am:	23.02.2023	Spezifikation	130911
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	01954366
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	1 / 12		



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsname	Cercon ceram kiss Pastenliner Cercon ceram love Pastenliner Ducera AllCeram Pastenliner Ducera press Pastenopaker DuceraGold Kiss Pastenopaker DuceraGold love Pastenbonder Degunorm DuceraGold love Pastenopaker Duceram Kiss Neutralmasse Duceram Kiss Pastenopaker Duceram love NE-Bonder Duceram love Pastenopaker Duceram Plus Neutralmasse Duceram Plus Pastenopaker SYMBIOceram Pastenopaker
-------------	--

REACH-Registrier-Nr.:	falls vorhanden im Kap. 3 aufgeführt
-----------------------	--------------------------------------

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen	Nur zum dentalen Gebrauch.
---------------------------------------	----------------------------

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma	DeguDent GmbH Postfach 1364 D-63403 Hanau
Telefon	+49 (0)6181/59-5576
Telefax	+49 (0)6181/59-5751
Email Adresse	SDB.Degudent-DE@dentsplysirona.com

### 1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft	+49 (0)6181/59-50 (Diese Telefonnummer ist nur während der Bürozeiten gültig.)
-----------------	--

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

# SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

Cercon ceram kiss Pastenliner  
Cercon ceram love Pastenliner  
Ducera AllCeram Pastenliner  
Ducera press Pastenopaker  
Ducera gold Kiss Pastenopaker  
Ducera gold love Pastenbonder Degunorm  
Ducera gold love Pastenopaker  
Duceram Kiss Neutralmasse  
Duceram Kiss Pastenopaker  
Duceram love NE-Bonder  
Duceram love Pastenopaker  
Duceram Plus Neutralmasse  
Duceram Plus Pastenopaker  
SYMBIOceram Pastenopaker

Version: 1.19 / DE Material-Nr 5360990231  
Überarbeitet am: 23.02.2023 Spezifikation 130911  
Erstelldatum: 30.10.2001 VA-Nr 01954366  
ersetzt Version: 1.18  
Seite: 2 / 12



## Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 kein gefährliches Gemisch.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß (EG) 1272/2008

Gesetzliche Grundlage Nach EU-CLP Verordnung (1272/2008) nicht kennzeichnungspflichtig.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Bei Freisetzung von Produktstaub: Risiko der Lungenbeeinträchtigung nach fortgesetztem Einatmen von Staubteilchen.

Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfügbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich ist / nicht durchgeführt wurde.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung

Die Zubereitung enthält: keramische Fritten, Pigmente

### 3.1. Stoffe

-

### 3.2. Gemische

#### Angaben zu Bestandteilen / Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß EU-CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

• Butan-1,4-diol	< 15%
CAS-Nr. 110-63-4	EG-Nr. 203-786-5
• Hexan-1,2,6-triol	> 15%
CAS-Nr. 106-69-4	EG-Nr. 203-424-6

Texte der H-Sätze siehe Kapitel 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

#### Einatmen

Für Frischluft sorgen, ggf. ärztlichen Rat einholen.

## SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

Cercon ceram kiss Pastenliner  
Cercon ceram love Pastenliner  
Ducera AllCeram Pastenliner  
Ducera press Pastenopaker  
Ducera gold Kiss Pastenopaker  
Ducera gold love Pastenbonder Degunorm  
Ducera gold love Pastenopaker  
Duceram Kiss Neutralmasse  
Duceram Kiss Pastenopaker  
Duceram love NE-Bonder  
Duceram love Pastenopaker  
Duceram Plus Neutralmasse  
Duceram Plus Pastenopaker  
SYMBIOceram Pastenopaker

Version:	1.19 / DE	Material-Nr	5360990231
Überarbeitet am:	23.02.2023	Spezifikation	130911
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	01954366
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	3 / 12		



### Hautkontakt

Mit viel Wasser und Seife abwaschen, ggf. ärztlichen Rat einholen.

### Augenkontakt

Bei geöffnetem Lidspalt sofort mindestens 10 Minuten gründlich mit viel Wasser spülen.  
Ärztlichen Rat einholen.

### Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  
Sofort Arzt hinzuziehen.

## 4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

### Symptome

keine bekannt

### Gefahren

keine bekannt

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:	Löschpulver CO <sub>2</sub> Alkoholbeständiger Schaum Wassersprühstrahl
------------------------	--

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand können als gefahrenbestimmende Rauchgase entstehen:  
Kohlenmonoxid  
Kohlendioxid

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Brandrückstände sind vorschriftsmäßig zu entsorgen.  
Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Produkt nicht in folgende Kompartimente gelangen lassen: Abwasser, Gewässer, Kanalisation

# SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

Cercon ceram kiss Pastenliner  
Cercon ceram love Pastenliner  
Ducera AllCeram Pastenliner  
Ducera press Pastenopaker  
DuceraGold Kiss Pastenopaker  
DuceraGold love Pastenbonder Degunorm  
DuceraGold love Pastenopaker  
Duceram Kiss Neutralmasse  
Duceram Kiss Pastenopaker  
Duceram love NE-Bonder  
Duceram love Pastenopaker  
Duceram Plus Neutralmasse  
Duceram Plus Pastenopaker  
SYMBIOceram Pastenopaker

Version:	1.19 / DE	Material-Nr	5360990231
Überarbeitet am:	23.02.2023	Spezifikation	130911
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	01954366
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	4 / 12		



## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, z. B.: inertem Aufsaugmittel, Sand, Universalbinder.  
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig beseitigen.

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung tragen; siehe Abschnitt 8.  
Hinweise zur Entsorgung; siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**  
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

#### Lagerung

Im Originalbehälter lagern.  
Dicht verschlossen, kühl und trocken, an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmitteln

#### Lagerklasse (LGK)

13 - Nicht brennbare Feststoffe

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen, die über die Angaben in Abschnitt 1 hinausgehen, sind uns derzeit nicht bekannt.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

• Butan-1,4-diol			
CAS-Nr.	110-63-4	EG-Nr.	203-786-5
Zu überwachende Parameter	50 ppm		AGW:(TRGS 900)
Parameter	200 mg/m <sup>3</sup>		
Kurzzeitwert	4		
Expositionsart	Dampf und Aerosol.		

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Technische Schutzmaßnahmen

Für geeignete Absaugung / Entlüftung am Arbeitsplatz oder an den Arbeitsmaschinen sorgen.

# SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

**Cercon ceram kiss Pastenliner**  
**Cercon ceram love Pastenliner**  
**Ducera AllCeram Pastenliner**  
**Ducera press Pastenopaker**  
**Duceragold Kiss Pastenopaker**  
**Duceragold love Pastenbonder Degunorm**  
**Duceragold love Pastenopaker**  
**Duceram Kiss Neutralmasse**  
**Duceram Kiss Pastenopaker**  
**Duceram love NE-Bonder**  
**Duceram love Pastenopaker**  
**Duceram Plus Neutralmasse**  
**Duceram Plus Pastenopaker**  
**SYMBIOceram Pastenopaker**

Version:	1.19 / DE	Material-Nr	5360990231
Überarbeitet am:	23.02.2023	Spezifikation	130911
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	01954366
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	5 / 12		



## Persönliche Schutzausrüstung

### Handschutz

Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien tragen:

Handschuhmaterial	Polychloropren (CR)
Materialstärke	0,5 mm
Durchbruchzeit	> 480 min
Handschuhmaterial	Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR)
Materialstärke	0,35 mm
Durchbruchzeit	> 480 min
Handschuhmaterial	Butylkautschuk
Materialstärke	0,5 mm
Durchbruchzeit	> 480 min
Handschuhmaterial	Fluorkautschuk (FKM)
Materialstärke	0,4 mm
Durchbruchzeit	> 480 min
Handschuhmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Materialstärke	0,5 mm
Durchbruchzeit	> 480 min

Quelle: GESTIS-Stoffdatenbank (Gefahrstoffinformationssystem der gewerblichen Berufsgenossenschaften)

### Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz

### Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen., Benetzte und getränkte Arbeitskleidung sofort wechseln.

### Schutzmaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten., Bei Möglichkeit des Kontaktes der Haut / Augen ist der angegebene Handschutz / Augenschutz / Körperschutz zu verwenden.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Form	Paste
Farbe	je nach Einfärbung

Geruch geruchlos

Geruchsschwelle: nicht anwendbar

pH-Wert ca. 10 (40 g/l) (20 °C)

**SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)**

**Cercon ceram kiss Pastenliner**  
**Cercon ceram love Pastenliner**  
**Ducera AllCeram Pastenliner**  
**Ducera press Pastenopaker**  
**DuceraGold Kiss Pastenopaker**  
**DuceraGold love Pastenbonder Degunorm**  
**DuceraGold love Pastenopaker**  
**Duceram Kiss Neutralmasse**  
**Duceram Kiss Pastenopaker**  
**Duceram love NE-Bonder**  
**Duceram love Pastenopaker**  
**Duceram Plus Neutralmasse**  
**Duceram Plus Pastenopaker**  
**SYMBIOceram Pastenopaker**

Version:	<b>1.19 / DE</b>	Material-Nr	<b>5360990231</b>
Überarbeitet am:	<b>23.02.2023</b>	Spezifikation	<b>130911</b>
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	<b>01954366</b>
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	<b>6 / 12</b>		



Schmelzpunkt/Schmelzbereich	nicht anwendbar Gemisch
Siedepunkt/Siedebereich	nicht anwendbar Gemisch
Flammpunkt	> 134 °C Komponente mit niedrigstem Wert Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
Verdampfungsgeschwindigkeit	nicht anwendbar, Gemisch
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Das Produkt ist nicht als entzündlich eingestuft.
Untere Explosionsgrenze	nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze	nicht anwendbar
Dampfdruck	nicht anwendbar Gemisch
Dichte	ca. 1,9 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Relative Dichte	Keine Daten verfügbar
Wasserlöslichkeit	teilweise löslich
Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser	Keine Daten verfügbar
Selbstentzündlichkeit	Nicht selbstentzündlich, nicht selbsterhitzungsfähig.
Thermische Zersetzung	Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch	nicht anwendbar Gemisch
Viskosität, kinematisch	Keine Daten verfügbar
Explosivität	Keine Daten verfügbar
Oxidierende Eigenschaften	Keine Daten verfügbar

**9.2. Sonstige Angaben**

# SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

Cercon ceram kiss Pastenliner  
Cercon ceram love Pastenliner  
Ducera AllCeram Pastenliner  
Ducera press Pastenopaker  
DuceraGold Kiss Pastenopaker  
DuceraGold love Pastenbonder Degunorm  
DuceraGold love Pastenopaker  
Duceram Kiss Neutralmasse  
Duceram Kiss Pastenopaker  
Duceram love NE-Bonder  
Duceram love Pastenopaker  
Duceram Plus Neutralmasse  
Duceram Plus Pastenopaker  
SYMBIOceram Pastenopaker

Version:	1.19 / DE	Material-Nr	5360990231
Überarbeitet am:	23.02.2023	Spezifikation	130911
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	01954366
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	7 / 12		



Sonstige Angaben

Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine Daten verfügbar

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter Normalbedingungen: stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.  
Reaktion

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

keine bekannt

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.  
Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

*Tierexperimentelle Untersuchungen mit dem Produkt liegen nicht vor.*

Akute Toxizität bei oraler Aufnahme  
LD50 Ratte: 1525 mg/kg  
Testsubstanz: Butan-1,4-diol

Akute Toxizität bei Inhalation  
LC50 Ratte: > 5,1 mg/l / 4 h  
Testsubstanz: Butan-1,4-diol

Akute Toxizität bei Aufnahme über die Haut  
LD50 Kaninchen: > 2000 mg/kg  
Testsubstanz: Butan-1,4-diol

Hautreizung  
Kaninchen  
nicht reizend  
Methode: OECD TG 404  
Testsubstanz: Hexan-1,2,6-triol

Augenreizung  
Kaninchen  
nicht reizend  
Methode: OECD TG 405  
Testsubstanz: Hexan-1,2,6-triol

## SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

Cercon ceram kiss Pastenliner  
Cercon ceram love Pastenliner  
Ducera AllCeram Pastenliner  
Ducera press Pastenopaker  
Ducera gold Kiss Pastenopaker  
Ducera gold love Pastenbonder Degunorm  
Ducera gold love Pastenopaker  
Duceram Kiss Neutralmasse  
Duceram Kiss Pastenopaker  
Duceram love NE-Bonder  
Duceram love Pastenopaker  
Duceram Plus Neutralmasse  
Duceram Plus Pastenopaker  
SYMBIOceram Pastenopaker

Version:	1.19 / DE	Material-Nr	5360990231
Überarbeitet am:	23.02.2023	Spezifikation	130911
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	01954366
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	8 / 12		



Sensibilisierung	Keine Daten verfügbar
Toxizität bei wiederholter Aufnahme	Oral Ratte Versuchsdauer: 90 d NOEL: ca. 1000 mg/kg Zielorgan/Wirkung: Körpergewichtsentwicklung negativ Testsubstanz: Hexan-1,2,6-triol Fütterungsstudie  Oral Ratte Versuchsdauer: 2 Jahre NOEL: 100 mg/kg Zielorgan/Wirkung: Niere, Leber Testsubstanz: Hexan-1,2,6-triol Fütterungsstudie, chronisch
Gefahr der Aspirationstoxizität	Von diesem Produkt geht aufgrund seiner Viskosität keine Aspirationsgefahr aus.
Beurteilung Mutagenität	Keine Daten verfügbar
Karzinogenität	Keine Daten vorhanden
Reproduktionstoxizität	Keine Daten vorhanden
Erfahrung am Menschen	Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.
Weitere Angaben	Bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt., Risiko der Lungenbeeinträchtigung nach fortgesetztem Einatmen von Staubteilchen.

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

*Ökotoxikologische Untersuchungen zu diesem Produkt liegen nicht vor.*

Toxizität gegenüber Fischen	LC50 Cyprinus carpio: > 1240,00 mg/l / 96 h Testsubstanz: Butan-1,4-diol Methode: EG 92/69
-----------------------------	--

LC0 Cyprinus carpio: 1240 mg/l / 96 h



**SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)**

**Cercon ceram kiss Pastenliner**  
**Cercon ceram love Pastenliner**  
**Ducera AllCeram Pastenliner**  
**Ducera press Pastenopaker**  
**Duceragold Kiss Pastenopaker**  
**Duceragold love Pastenbonder Degunorm**  
**Duceragold love Pastenopaker**  
**Duceram Kiss Neutralmasse**  
**Duceram Kiss Pastenopaker**  
**Duceram love NE-Bonder**  
**Duceram love Pastenopaker**  
**Duceram Plus Neutralmasse**  
**Duceram Plus Pastenopaker**  
**SYMBIOceram Pastenopaker**

Version:	<b>1.19 / DE</b>	Material-Nr	<b>5360990231</b>
Überarbeitet am:	<b>23.02.2023</b>	Spezifikation	<b>130911</b>
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	<b>01954366</b>
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	<b>9 / 12</b>		



Testsubstanz: Butan-1,4-diol  
 Methode: EG 92/69

Toxizität gegenüber aquatische Invertebraten  
 EC50 Daphnia magna: 813 mg/l / 48 h  
 Testsubstanz: Butan-1,4-diol  
 Methode: EG 92/69

NOEC Daphnia magna: >= 100,00 mg/l / 504 h  
 Testsubstanz: Butan-1,4-diol  
 Methode: OECD 202 Teil 2

Toxizität gegenüber Algen  
 EC50 Desmodesmus subspicatus (Grünalge): > 1000,00 mg/l / 72 h  
 Testsubstanz: Butan-1,4-diol  
 Methode: EG 92/69

NOEC Desmodesmus subspicatus (Grünalge): >= 1000,00 mg/l / 72 h  
 Testsubstanz: Butan-1,4-diol  
 Methode: EG 92/69

Toxizität gegenüber Bakterien  
 EC 10 Pseudomonas putida / 16 h  
 Testsubstanz: Butan-1,4-diol  
 Methode: Bringmann und Kühn, Z. Wasser Abwasser Forsch. 10, 87-98 (1977)

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Biologische Abbaubarkeit  
 Ergebnis: 96 %  
 Testsubstanz: Butan-1,4-diol  
 Methode: OECD 301 E  
 leicht abbaubar

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Bioakkumulation  
 Keine Daten verfügbar

**12.4. Mobilität im Boden**

Mobilität  
 Keine Daten vorhanden

## SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

Cercon ceram kiss Pastenliner  
Cercon ceram love Pastenliner  
Ducera AllCeram Pastenliner  
Ducera press Pastenopaker  
Ducera gold Kiss Pastenopaker  
Ducera gold love Pastenbonder Degunorm  
Ducera gold love Pastenopaker  
Ducera Kiss Neutralmasse  
Ducera Kiss Pastenopaker  
Ducera love NE-Bonder  
Ducera love Pastenopaker  
Ducera Plus Neutralmasse  
Ducera Plus Pastenopaker  
SYMBIOceram Pastenopaker

Version:	1.19 / DE	Material-Nr	5360990231
Überarbeitet am:	23.02.2023	Spezifikation	130911
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	01954366
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	10 / 12		



### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfügbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich ist / nicht durchgeführt wurde.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Weitere Angaben

Wegen Unlöslichkeit in Wasser können keine Angaben gemacht werden.  
Nicht in Abwasser und Erdreich gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Produkt

Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

#### Ungereinigte Verpackungen

Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.**

14.1. UN-Nummer:	--
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	--
14.3. Transportgefahrenklassen:	--
14.4. Verpackungsgruppe:	--
14.5. Umweltgefahren:	--
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:	Nein

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

WGK 1 - schwach wassergefährdend  
Einstufung nach VwVwS, Anhang 4

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

## SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)

Cercon ceram kiss Pastenliner  
Cercon ceram love Pastenliner  
Ducera AllCeram Pastenliner  
Ducera press Pastenopaker  
DuceraGold Kiss Pastenopaker  
DuceraGold love Pastenbonder Degunorm  
DuceraGold love Pastenopaker  
Duceram Kiss Neutralmasse  
Duceram Kiss Pastenopaker  
Duceram love NE-Bonder  
Duceram love Pastenopaker  
Duceram Plus Neutralmasse  
Duceram Plus Pastenopaker  
SYMBIOceram Pastenopaker

Version:	1.19 / DE	Material-Nr	5360990231
Überarbeitet am:	23.02.2023	Spezifikation	130911
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	01954366
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	11 / 12		



Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt ist nach Artikel 2(8), 2(9) oder Artikel 14 der REACH Verordnung ein Stoffsicherheitsbericht nicht erforderlich.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

**Klassifizierung und angewendetes Verfahren zur Herleitung der Einstufung für Mischungen gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

#### Weitere Information

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

#### Legende

<b>ADR</b>	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
<b>ADN</b>	Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen
<b>ASTM</b>	Amerikanische Gesellschaft für Materialprüfung
<b>ATP</b>	Anpassung an den technischen Fortschritt
<b>BCF</b>	Biokonzentrationsfaktor
<b>BetrSichV</b>	Betriebssicherheitsverordnung
<b>c.c.</b>	geschlossenes Gefäß
<b>CAS</b>	Gesellschaft für die Vergabe von CAS-Nummern
<b>CESIO</b>	Europäisches Komitee für organische Tenside und deren Zwischenprodukte
<b>ChemG</b>	Chemikaliengesetz (Deutschland)
<b>CMR</b>	kanzerogen-mutagen-reproduktionstoxisch
<b>DIN</b>	Deutsches Institut für Normung e. V
<b>DMEL</b>	Abgeleitetes Minimal-Effekt-Niveau
<b>DNEL</b>	Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau
<b>EINECS</b>	Europäisches Chemikalieninventar
<b>EC50</b>	mittlere effektive Konzentration
<b>GefStoffV</b>	Gefahrstoffverordnung
<b>GGVSEB</b>	Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff
<b>GGVSee</b>	Gefahrgutverordnung See

**SICHERHEITSDATENBLATT (EC 1907/2006)**

**Cercon ceram kiss Pastenliner**  
**Cercon ceram love Pastenliner**  
**Ducera AllCeram Pastenliner**  
**Ducera press Pastenopaker**  
**Duceragold Kiss Pastenopaker**  
**Duceragold love Pastenbonder Degunorm**  
**Duceragold love Pastenopaker**  
**Duceram Kiss Neutralmasse**  
**Duceram Kiss Pastenopaker**  
**Duceram love NE-Bonder**  
**Duceram love Pastenopaker**  
**Duceram Plus Neutralmasse**  
**Duceram Plus Pastenopaker**  
**SYMBIOceram Pastenopaker**

Version:	<b>1.19 / DE</b>	Material-Nr	<b>5360990231</b>
Überarbeitet am:	<b>23.02.2023</b>	Spezifikation	<b>130911</b>
Erstelldatum:	30.10.2001	VA-Nr	<b>01954366</b>
ersetzt Version:	1.18		
Seite:	<b>12 / 12</b>		



<b>GLP</b>	Gute Laborpraxis
<b>GMO</b>	Genetisch Modifizierter Organismus
<b>IATA</b>	Internationale Flug-Transport-Vereinigung
<b>ICAO</b>	Internationale Zivilluftfahrtorganisation
<b>IMDG</b>	Internationaler Code für Gefahrgüter auf See
<b>ISO</b>	Internationale Organisation für Normung
<b>LOAEL</b>	Niedrigste Dosis eines verabreichten chemischen Stoffes, bei der im Tierexperiment noch Schädigungen beobachtet wurden.
<b>LOEL</b>	Niedrigste Dosis eines verabreichten chemischen Stoffes, bei der im Tierexperiment noch Wirkungen beobachtet wurden.
<b>NOAEL</b>	Höchste Dosis eines Stoffes, die auch bei andauernder Aufnahme keine erkennbaren und messbaren Schädigungen hinterlässt.
<b>NOEC</b>	Konzentration ohne beobachtbare Wirkung
<b>NOEL</b>	Dosis ohne beobachtbare Wirkung
<b>o. c.</b>	offenes Gefäß
<b>OECD</b>	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
<b>OEL</b>	Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz
<b>PBT</b>	Persistent, bioakkumulativ, toxisch
<b>PEC</b>	Vorausgesagte Umweltkonzentration
<b>PNEC</b>	Vorhergesagte Konzentration im jeweiligen Umweltmedium, bei der keine schädliche Umweltwirkung mehr auftritt.
<b>REACH</b>	REACH Registrierung
<b>RID</b>	Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr
<b>STOT</b>	Spezifische Zielorgan- Toxizität
<b>SVHC</b>	Besonders besorgniserregende Stoffe
<b>TA</b>	Technische Anleitung
<b>TPR</b>	Dritter als Vertreter (Art. 4)
<b>TRGS</b>	Technische Regeln für Gefahrstoffe
<b>VCI</b>	Verband der Chemischen Industrie e. V.
<b>vPvB</b>	sehr persistent, sehr bioakkumulierbar
<b>VOC</b>	flüchtige organische Substanzen
<b>VwVwS</b>	Verwaltungsvorschrift zur Einstufung wassergefährdender Stoffe
<b>WGK</b>	Wassergefährdungsklasse
<b>WHO</b>	Weltgesundheitsorganisation