

# Einatmen und Ausatmen Viren - Bakterienfilter für eine hygienische Abluft



# Beseitigen Sie bis zu 99,999 % aller Risiken in der Abluft: Mit einem HEPA H14 Abluft-Viren-Bakterienfilter

Die Abluft-Viren-Bakterienfilter wurden von der Università di Camerino getestet und es ergaben sich folgende Testergebnisse:

## Entfernt umweltschädliche Partikel

99,995 % Rückhaltevermögen für  
Partikel\* < 0,3 µm

## Entfernt gesundheitsschädliche Bakterien


> 99,999 % Rückhaltevermögen für das  
Bakterium Staphylococcus aureus ATCC


## Entfernt gefährliche Viren

> 99,99 % Rückhaltevermögen für das Testvirus  
PhiX174 (Größe von 25-30 nm)

Testvirus PhiX174  
25 bis 30 nm

COVID-19 Virus  
60 bis 140 nm





**Zeigen Sie auch außerhalb Ihrer Praxis  
Verantwortung für die Gesundheit Ihrer  
Patienten. Installieren Sie immer einen  
Viren-Bakterienfilter in die Abluftleitung  
Ihrer Absauganlage.**

\* Filterqualität HEPA H14 entsprechend EN 1822-1:2019-10 / ISO 45H entsprechend ISO 29463-3:2018



# Freefax 0800/387 711 101 oder [bestellung@duerrdental.com](mailto:bestellung@duerrdental.com)

Mit der Installation eines Dürr Dental Viren-Bakterienfilters wirken Sie dem Risiko einer Kontamination der Abluft sicher entgegen.



Abluft-Viren-Bakterienfilter für VS 250 S,  
V/VS/VSA 300 S, Variosuc und PTS 120  
**Filterwechsel jährlich**



Abluft-Viren-Bakterienfilter für V/VS 600 - V/VS 1200 S,  
V 2400, Tyscor V/VS, PTS 200  
**Filterwechsel alle 2 Jahre**

7120-143-00 mit Zubehör (für Neuinstallation)

7119100010 Einzelfilter (für Filterwechsel)

0705-991-50 mit Zubehör (für Neuinstallation)

0705-991-05 Einzelfilter (für Filterwechsel)

Ich bestelle zur Lieferung und Verrechnung über folgendes, von Dürr Dental autorisiertes Dental Depot, oben angekreuzten Artikel.  
Die AGB der DÜRR DENTAL SE habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese ([www.duerrdental.com/agb](http://www.duerrdental.com/agb)).

---

WICHTIG: Dental-Depot, Ort

---

Name / Anschrift Zahnarztpraxis

---

Datum / Ort / Unterschrift

DÜRR DENTAL SE · Höpfigheimer Str. 17 · 74321 Bietigheim-Bissingen · Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com) · [info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

**DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM