

Unsichtbar
unter dem
Provisorium

Sichtbar
bei der
Überschuss-
entfernung

Bifix® Temp

DUALHÄRTENDES, TEMPORÄRES
BEFESTIGUNGSMATERIAL AUF COMPOSITE BASIS



Bifix® Temp

EINFACHE ANWENDUNG UND HERAUSRAGENDE ÄSTHETIK IN EINEM PRODUKT

Mit Bifix Temp wird das perfekte optische Ergebnis bereits bei der Befestigung von provisorischen Restaurationen erreicht. Die transluzente, zahnähnliche Farbe Universal passt sich hochästhetischen oder sehr dünnen und dadurch transparenten Provisorien ideal an, schimmert nicht durch und unterstützt das natürliche Aussehen der temporären Versorgung. Dabei ist es zudem noch besonders einfach in der Anwendung.

Indikation


Temporäre Befestigung provisorischer Restaurationen

Vorteile


- Filmdicken unter 5 µm – kein Einfluss auf die Passgenauigkeit
- Dualhärtend – Flexible Abbindezeiten durch Einsatz einer Polymerisationslampe
- Unkomplizierte Überschussentfernung – kurzes Belichten und der Überschuss kann in einem Stück entfernt werden
- In der bewährten QuickMix-Spritze – automatisches Austragen ohne Mischfehler
- Kurze Mischkanüle – geringer Materialverlust



Einfluss des Befestigungsmaterials auf Structur 3



Opake temporäre Befestigungsmaterialien können die Ästhetik einzusetzender Provisorien stark beeinflussen. Gerade im Frontzahnbereich ist dieses ein ungewollter Faktor.



Quelle: Ergebnisse der Befragung von Testzahnärzten

Handelsformen

- REF 1055 QuickMix Spritze 5 ml universal, Mischkanülen Typ 9
- REF 2188 Mischkanülen Typ 9, 50 Stk.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.de

VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Zu beziehen durch: