

NEU Renfert Polish hybrid materials

Diamantpolierpaste

Spezifische extraorale Diamantpolierpaste für das Hochglanzpolieren von Hybridwerkstoffen.



Renfert Polish hybrid materials

Spezifische extraorale Diamantpolierpaste für das Hochglanzpolieren von Hybridwerkstoffen. Bestmögliches Polierergebnis durch speziell auf Hybridwerkstoffe abgestimmte Diamantpartikel in der Polierpaste. Geringere Plaque-Anlagerungen und höhere Lebensdauer der Zahnrestorationen durch optimale Oberflächenvergütung.

Bestellinformationen

Renfert Polish hybrid materials, 13 g

No. 510 3000

Weitere Produkte der Renfert Polish Serie

Renfert Polish all-in-one

Universell einsetzbare extraorale Polierpaste mit einem breiten Spektrum an Diamantenkörnung. Schnelles Hochglanzergebnis bei unterschiedlichen Werkstoffen wie Lithium-Disilikat, Zirkondioxid, Verblendkeramiken, sowie Hochleistungs-Polymeren.

Renfert Polish ZrO₂

Extraorale Polierpaste für Zirkondioxid mit speziell abgestimmten Abrasionseigenschaften durch extra grobe Diamantenkörnung.

Renfert Polish LiSi₂

Extraorale Polierpaste speziell für Lithium-Disilikat mit exakt abgestimmter grober Diamantenkörnung.

Renfert Polish all-in-one, 18 g



No. 5100100

Renfert Polish ZrO₂, 18 g

No. 510 1100

Renfert Polish LiSi₂, 18 g

No. 510 2100






Renfert Polierpasten

Übersicht der Renfert Polierpasten mit empfohlenen Polierkörpern

Produkt			Empfehlung Polierkörper			
Polierpaste	mit Diamantpartikeln	Werkstoff/Anwendungsbereich	Bearbeiten/Vorpolieren	Polieren	Hochglanzpolieren	
Renfert Polish hybrid materials No. 5103000	✓	Hybridwerkstoffe				
Renfert Polish all-in-one No. 5100100	✓	Lithium-Disilikat, Zirkondioxid, Verblendkeramiken, Hochleistungs-Polymere				
Renfert Polish ZrO ₂ No. 5101100	✓	Zirkondioxid				
Renfert Polish LiSi ₂ No. 5102100	✓	Lithium-Disilikat				
Kohinoor L No. 5160001	✓	Verblendkeramiken				
Brinell L No. 5190001	✓	EM-Aufbrennlegierungen, Keramik				
Opal L No. 5200001		Verblendkunststoffe				
Saphir No. 5150000		Edelmetall-Legierungen				
Saphir No. 5150000		Kobalt-Chrom-Legierungen				
Universalpolierpaste No. 5131000		PMMA, Harze				

*Im Lieferumfang von Brinell L No. 5190001 enthalten

Polierkörper für Handstücke



Polierkörper für Poliermotoren

