


KaVo turbiner, hand- och vinkelstycken

Prisvärd. Kraftfull. Effektiv.

KaVo expert series

KaVo EXPERTtorque

KaVo EXPERTmatic



KaVo. Dental Excellence.

Tillförlitlig kvalitet från KaVo.



1. Högsta hållbarhet

2. Effektivt arbete

3. Tillförlitlig utrustning

Din kvalitetslösning från KaVo.

Mer än 100 års erfarenhet och över 5 miljoner sålda KaVo instrument avspeglar Dental Excellence runt om i världen. Några kvalitetsbevis från KaVo:

- > I vår tillverkning lägger vi mycket stor vikt vid precision och kvalitet, som till exempel den **dammfria monteringen i Biberach**.
- > Upp till 70% av andra tillverkares instrument behöver en omfattande reparation inom de fyra första åren. **För KaVo är det bara 30%**. Därför intar KaVo en särställning på marknaden (källa: GfK ZaBus undersökning i mars 2009).
- > **Att 98% av kunderna köper KaVo på nytt** avspeglar det höga förtroendet de har för vår produktkvalitet.
- > **Regelbundna certifieringar** säkerställer en stabil och hög kvalitet. KaVo är certifierat enligt EN ISO 9001 och EN ISO 13485.

Din systemlösning från KaVo.

Skaffa dig lönsamhet och investeringssäkerhet med lösningar som är perfekt anpassade till varandra:

- > **Undvik kostsamma nyanskaffningar** och byt till exempel ut halogenlampan på ditt instrument, enkelt och helt på egen hand, mot den nya KaVo MULTI LED.
- > **Reservdelar som är tillgängliga länge** höjer investeringsvärdet betydligt.
- > Vid all ny produktutveckling lägger vi mycket stor vikt vid att systemen ska kunna samverka, du ska när som helst kunna **uppggradera ditt system på ett kostnadseffektivt sätt**.



Din innovationslösning från KaVo.

Vi bidrar till dina vardagsframgångar genom våra innovationer, som bygger på ett genuint engagemang och avspeglas i **över 2 200 patent** och mönsterskydd i många olika länder. Några exempel på framgångsrika innovationer:

- > **KaVo COMFORTdrive**, det första vinkelstycket med integrerad elmotor, kombinerar kraft och lätt vikt.
- > **Det utbytbara KaVo spray microfiltret**, optimerar spraykylningen och minskar servicekostnaderna.
- > **Tryckregleringsventilen** i turbinerna ger högt vridmoment och lång livslängd.
- > Den **patenterade huvud- och knävinkeln på 100° resp. 19° hos KaVo instrument** ger en optimal åtkomst till behandlingsområdet.
- > **Med SONICflex Quick** byter man scalerspets snabbt och enkelt.

Din KaVo "Made in Germany" fördel.

KaVo ger dig de rätta förutsättningarna för **högsta behandlingssäkerhet** och bästa skydd mot infektioner för tandläkare, assistenter och patienter, vid varje behandling. Några praktiska exempel som visar hur KaVo uppnår detta:

- > **Fasthållningskraften i chucken** på upp till 30 N ligger långt över standardens krav, vilket ger trygghet till användaren.
- > **Innovativ hygienisk lösning** Direct Stop Technology i MASTER-serien och ytorna som är lätta att rengöra och sterilisera, hjälper till att skydda alla mot korsvis kontaminering.

Över  miljoner sålda instrument världen över

KaVo expert series



KaVo. Dental Excellence.

Den KaVo expert series

Med KaVo uppnår du ökad effektivitet.


När får du mest nytta av din investering? När din utrustning lönar sig på lång sikt. KaVo Expert Serien erbjuder otroligt prisvärda och hållbara produkter.

Dessa produkter är perfekt utformade för att underlätta för dig i ditt dagliga arbete. Problemfritt arbetsflöde med minimalt underhåll. Expert Serien erbjuder alternativ för alla behandlingsgrupper utan onödiga extrafunktioner; således kan du lita på noggrant testade produkter som lever upp till högt ställda krav.

KaVo Expert Serien – prisvärd och effektiv.

1. Högsta hållbarheten

- > **Lång livslängd** – tillverkning enligt högsta kvalitetsstandard, högsta noggrannhet, dammfri montering och användning av en praktiskt taget outslitlig hårdmetallsbussning.
- > **Bästa driftsäkerhet och underhåll** tack vare 3 års garanti och högklassiga, slittåliga material som t.ex. keramiska kullager (turbiner och high speed), mycket låg återsugseffekt samt huvud av rostfritt stål.
- > **Långsiktigt sparande** tack vare kompatibla systemlösningar från KaVo, t.ex. vid byte till KaVo MULTI LED. Reservdelar finns tillgängliga länge.



2. Effektivt arbete

- > **Hög effektnivå** med upp till 18 Watt (turbiner) för snabba och effektiva behandlingar.
- > **Snabb rengöring och fast grepp** tack vare KaVo EXPERTgrip yta och en ny mjukare form.
- > **Alltid redo att använda**, tack vare det utbytbara spraymikrofiltret (turbiner och high speed).
- > **Små instrumenthuvuden** för bättre åtkomlighet till behandlingsområdet.
- > **Lätt att byta instrument** – snabbt klar att använda tack vare MULTIflex-kopplingen.



3. Tillförlitlig utrustning

- > **KaVo säkerhetsstandarder** inkluderar 3- och 4-håls spray och upp till 30 N fasthållningskraft i chucken.
- > **Bländfri belysning av behandlingsområdet** med 25 000 lux.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo EXPERTtorque – bättre nu och i framtiden.



EXPERTtorque E680 L

- > **Förbättrade hygien- och säkerhetsfunktioner** tack vare det nya förbättrade anti-reflux systemet med separerad intern kylning samt 4-håls spray och utbytbara vattenfilter.
- > **Förbättrad behandlingseffektivitet** tack vare det nya mindre standardhuvudet, samt huvud- och knävinkel på 100° resp. 19°.
- > **Effektiv hantering** genom MULTIflex-koppling och keramiska kullager.

Art.nr. 1.006.8700 (E680 L) med ljus
 Art.nr. 1.006.9000 (E680 C) utan ljus
 Art.nr. 1.006.4600 (E680 LS) med ljus, passar till Sirona-koppling
 Art.nr. 1.006.4700 (E680 LN) med ljus, passar till NSK-koppling



EXPERTtorque Mini E677

- > **Lättare att arbeta i svåra behandlingssituationer** tack vare det nya ännu mindre huvudet, samt en huvud- och knävinkel på 100° resp. 19°.
- > **Effektivitet kombinerat med förbättrat infektionsskydd** tack vare den nya 3-håls sprayen, förbättrat anti-reflux system och nya utbytbara sprayvattenfilter.
- > **Se bättre och arbeta mer effektivt** tack vare integrerat ljus och litet miniatyrhuvud.

Art.nr. 1.007.3600 (E677 L) med ljus
 Art.nr. 1.006.0100 (E677 LN) med ljus, passar till NSK-kopplingen

MULTIflex LUX koppling 465 LED

- > **Mer effektiv** tack vare att anslutningarna passar till många funktioner.
- > **Lösam – inga dyrbara nyanskaffningar behövs**, det är bara att byta ut halogenlampan mot en KaVo MULTI LED.

För alla KaVo turbiner med MULTIflex-anslutning, SONICflex Luftscaler, PROPHYflex, CORONAflex, alla INTRAflex LUX motorinstrument, luftmotor 181 M och RONDOflex

Art.nr. 1.007.3197

NSK® = Registrerat varumärke hos företaget Nakanishi, Japan
 Sirona® = Registrerat varumärke hos företaget Sirona, Bensheim

KaVo EXPERTmatic – effektivitet står i fokus.




EXPERTmatic E25 L

- > 1:5 uppväxlat
- > **Tidssparande och precist arbete** med ännu mindre huvud, tryckknappschuck och keramiska kullager.
- > **Högsta driftsäkerhet** tack vare intern separerad kylning, 3-hållsspray och utbytbart vattenfilter.
- > **Perfekt ljus** tack vare ljusledare av glas för 25 000 Lux.

Art.nr. 1.007.5550 (E25 L) med ljus
 Art.nr. 1.007.5551 (E25 C) utan ljus



Gör dina instrument till LED-instrument med KaVo MULTI LED-lampa!



KaVo EXPERTmatic hand- och vinkelstycken – för ökad verkningsgrad och tillförlitlighet.

- > Förstärkt borrhuck i alla vinkelstycken med borrhäft
- > Optimerad borkylning med delad spraylufts- och sprayvattenledning
- > Tryckknappschuck

EXPERTmatic E20 L

- > 1:1 utväxling
- > Effektiv kylning med enkel spray, internt sprayvatten och sprayluft.
- > Effektivare åtkomst tack vare ännu mindre huvud.
- > Se klarare tack vare ljusledare av glas för 25 000 Lux.
- > Enkel hantering med tryckknappschuck.

Art.nr. 1.007.5540 (E20 L) med ljus
Art.nr. 1.007.5541 (E20 C) utan ljus

EXPERTmatic E15 L

- > 5,4:1 nedväxlat
- > Samtliga fördelar som EXPERTmatic E20 L, inklusive enkelspray, litet huvud och tryckknappschuck.

Art.nr. 1.007.5541 (E15 L) med ljus
Art.nr. 1.007.5531 (E15 C) utan ljus

EXPERTmatic E10 C

- > Handstycke, 1:1 utväxling
- > Effektiv med spray och intern separerad kylning.
- > Passande för handstycks- och vinkelstycksborr.

Art.nr. 1.007.5560 (E10 C)

EXPERTmatic E31 C

- > Profylaxvinkelstycke, nedväxlat 5,4:1
- > Skydd mot att polerpasta tränger in tack vare multitätning.
- > Med gängad chuck.
- > För gängad eller snap-on fattning.

Art.nr. 1.008.4998 (E31 C)

EXPERTmatic E61 C

- > Profylaxvinkelstycke
- > Till EVA-systemet.
- > Idealisk för polering av interdentalytor, emaljreduktion etc.
- > Fram och återgående rörelse på 0,8 mm. Exakt fixering av filar med 36 läsbara positioner.

Art.nr. 1.008.4999 (E61 C)

KaVo QUATTROcare Plus – bra underhåll lönar sig.

KaVo QUATTROcare PLUS

- > **Kostnadsbesparande underhåll** för dina instrument.
- > **Utmärkt kvalitet** med KaVo QUATTROcare Plus skötselspray.
- > **Enkel och bekväm hantering** med ett snabbt programförfarande.
- > **Låg investerings- och förbrukningskostnad.**

Art.nr. 1.008.3805



KaVo Spray

- > **Manuell instrument-/turbinskötsel.**
- > **Effektiv och prisvärd.**

Art.nr. 0.411.9640



KaVo CLEANspray / DRYspray Start-kit

- > **Intensivrengöring** med borttagning av restprotein.

Art.nr. 1.007.0573



Du vet vad du vill ha!
Vi har det du behöver.

Instrumentserierna från KaVo – för varje tandläkare finns de rätta instrumenten



KaVo **master** series

Upplev maximal kraft och komfort med KaVo.



Högsta behandlingskvalitet



Maximal behandlingskomfort



Högsta patientnöjdhet



KaVo **expert** series

Prisvärd och effektiv till KaVo kvalitet.



Högsta hållbarhet



Effektivt arbete



Tillförlitlig utrustning

Övriga instrument från KaVo Expert Serien

Profylax och minimalinvasiv

- 1.001.9000 DIAGNOcam
- 1.002.7000 DIAGNOdent pen
- 1.000.4243 SONICflex 2003 LX
- 1.000.4246 SONICflex 2003



Specialprodukter och endo

- 1.002.6141 ENDOstraight E 120



Kirurgi

- 1.010.2332 SURGmatic S201 XL med ljus
- 1.010.2333 SURGmatic S201 XC utan ljus
- 1.009.0470 SURGmatic S201 L med ljus
- 1.009.1005 SURGmatic S201 C utan ljus
- 1.009.1010 SURGmatic S211 L med ljus
- 1.009.1005 SURGmatic S11 C utan ljus
- 1.001.2278 INTRA underdel C 09
- 1.001.4503 INTRA huvud C 3
- 0.540.8340 INTRA reduceringshuvud 67 RIC
- 0.534.5650 INTRA Kirurgi underdel 3620 N
- 0.534.5660 INTRA Kirurgi underdel 3624 N
- 0.534.5670 INTRA Kirurgi underdel 3630 N



- 1.009.1200 MASTERSurg



- 1.008.3500 EXPERTSurg



- 0.524.5600 INTRA Kirurgi handsstycke 3610 N1



- 0.524.5610 INTRA Kirurgi handsstycke 3610 N2



- 0.524.5620 INTRA Kirurgi handsstycke 3610 N3



- 1.008.8000 Kirurgimotor INTRA LUX S600 LED



KaVo. Dental Excellence.

KaVo turbiner, hand- och vinkelstycken

Mat-Nr. 1.010.8654 08/15 se Rätten till tekniska ändringar förbehålles. Mindre färgavvikelser kan uppstå genom tryckning. © Copyright KaVo Dental GmbH.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Scandinavia AB · 194 84 Upplands Väsby · Telefon 08-590 047 00 · Fax 08-590 047 10 · www.kavo.se