Technische Daten

(E

Тур:	PB-200 LED	PB-200
Handstück:	5-fach LED Ring	ohne Licht
Versorgungsschlauch mit Kupplung:	1,8 m	1,8 m
Gewicht Handstück:	52,5 g	52,5 g
Kühlmittelschlauch:	2 m	2 m
Kühlmittelmenge:	ca. 50 ml/min	ca. 50 ml/min
Netzspannung:	100 – 240 V, 50/60 Hz	100 – 240 V, 50/60 Hz

Lieferumfang Pyon 2 / PB-200 LED:

- > Steuergerät (100 230 V), inkl.
- 1,8 m Versorgungsschlauch mit Kupplung
- Handstück PB-3 LED
- > Spitze 1U, 3U, 1P, mit Spitzenwechsler und Spitzenmesskarte
- > Fußsteuerung C-NF
- Schaltnetzteil
- › Kühlmittelschlauch und Kühlmittelfilter
- O-Ring für Schlauchkupplung
- Düsenreiniger

Lieferumfang Pyon 2 / PB-200:

- > Steuergerät (100 230 V), inkl.
- 1,8 m Versorgungsschlauch mit Kupplung
- Handstück PB-3
- > Spitze 1U, 3U, mit Spitzenwechsler und Spitzenmesskarte
- Fußsteuerung C-NF
- Schaltnetzteil
- › Kühlmittelschlauch und Kühlmittelfilter
- O-Ring für Schlauchkupplung
- Düsenreiniger

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH W&H Deutschland GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1 Raiffeisenstraße 3b 5111 Bürmoos, **Austria** t +43 6274 6236-0 f +43 6274 6236-55 office@wh.com wh.com

Vertrieb:

83410 Laufen, Deutschland t +49 8682 8967-0 **f** +49 8682 8967-11 office.de@wh.com

W&H Austria GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53

5111 Bürmoos, **Austria** t +43 6274 6236-239 f +43 6274 6236-890 office.at@wh.com

W&H CH-AG Industriepark 9

8610 Uster, Schweiz t +41 43 4978484 f +41 43 4978488 info.ch@wh.com

#whdentalwerk (f) (in) (in)video.wh.com

Jetzt bei Ihrem Fachhändler oder auf wh.com



Sie werden Augen machen

pyon 2 lect



Einfache Anwendung,


beste Ergebnisse

Pyon 2: der LED Piezo Scaler für die Bereiche Scaling, Parodontologie, Endodontie und Micropräparation. Mit Pyon 2 können Sie sicher sein, in sämtlichen Anwendungen optimale Ergebnisse zu erzielen. Denn sein LED-Ring im Handstück erlaubt ein gründliches, exaktes Arbeiten. Das hilft sowohl bei der Entfernung von Zahnstein im Interdentalbereich als auch bei der Erweiterung des Wurzelkanaleingangs.



Verlässlichkeit

Pyon 2 entspricht den Anforderungen der IEC 60601-1 3rd Edition.



PB-200 LED

Fünf LEDs: Robuste und sterilisierbare Lichtquellen sorgen für optimale Ausleuchtung. Weitaus langlebiger als herkömmliche Lichtquellen.



Optimale Hygiene

Thermodesinfizierbar und sterilisierbar: Beide Handstücke lassen sich zum besseren Reinigen einfach zerlegen.



Einfach zu bedienen

mit dem stufenlosen Leistungsregler.




Ergonomisches Design

Die Form des Handstücks und das leichte Gewicht ermöglichen ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten.



Piezo Built-in Kit


Für den Einbau in Ihre aktuelle Dentaleinheit.



Zwei Versionen

Das Pyon 2 Handstück ist mit 5-fach LED Ring oder ohne Licht erhältlich.





5 kleine LEDs

der Anwendung.

Ein großer Unterschied in

Endodontie, Prophylaxe, Parodontologie und Mikropräparation.

