

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei  
Ihrem Fachhändler  
oder **wh.com**



# Komplett und vielseitig: Zubehör



teon  
teon +

# Statten Sie Ihr Gerät mit dem Zubehör aus, das Sie wirklich brauchen

### Körbe



**A102 Oberkorb, 19721400**  
Beladung: 205 (+/-30) x 475 x 443 mm (HxBxT)



**A105/1 Oberkorb/Injektor, 19721455**  
Beladung: 235 x 360 x 435 mm (HxBxT)



**A151 Unterkorb, 19721402**  
Höhe (vertikal): H 230 (+/-30)/H 210 mit A102/A105/1. Beladung: 88 x 529 x 522 mm (HxBxT)

### Konnektivität



**XKM RS232 10 Med Serielles Modul, 19721432**  
Serielles Modul



**XKM 3000L Med Ethernet Modul, 19721433**  
Ethernet Modul

### Adapter



**A801 Adapter, 19721405**  
Zur Verwendung von AUF1 in Kombination mit A105/1.



**A803 Halterung, 19721411**  
Für Übertragungsinstrument (geeignet für eine Vielzahl von unterschiedlichen Herstellern) im A105/1 Oberkorb mit A800 Filterrohr.



**A813 Adapter, 19721413**  
Zur Aufbereitung von bis zu 4 Übertragungsinstrumenten mit externem Sprühkanal. Zur Verwendung im A105/1 Oberkorb.



**Adapter, 06894700, 06895000**  
Für W&H Luftscaler Spitzen. Für W&H Piezo und Prophylaxis Spitzen. Können mit A813 verbunden werden.



**A814 Adapter, 19721430**  
Zur Aufbereitung unterschiedlicher Typen von Scalerspitzen. Zur Verwendung im A105/1 Oberkorb.



**A815 Düse, 19721414**  
Zur Aufbereitung von Übertragungsinstrumente mit externem Sprühkanal. Zur Verwendung mit A813 oder A105/1 mit A800 Filter. 4 Düsen mit Silikon Schlauch.



**A836 Dental-düsen, 19721451**  
Set mit 22 Injektoren für A105/1.



**E476 Adapter, 19721425**  
Adapter für Schalen mit 5 mm Maschenweite. Für Übertragungsinstrumente mit 4 bis 8 mm Durchmesser (50 pro Beutel).



**ADS1 Adapter Silikon, 19721408**  
Silikonadapter für AUF1. Zum Anschließen von Übertragungsinstrumenten mit einem Durchmesser von ca. 20 mm (weiß).



**ADS2 Adapter Silikon, 19721409**  
Silikonadapter für AUF1. Zum Anschließen von Übertragungsinstrumenten mit einem Durchmesser von ca. 16 mm (grün).




**ADS3 Adapter Silikon, 19721410**  
Silikonadapter für AUF1. Zum Anschließen von Übertragungsinstrumenten mit einem Durchmesser von ca. 22 mm (rot).




**AUF1 Adapter, 19721406**  
Manschette für Übertragungsinstrumente (siehe Tabelle auf der letzten Seite).

### Filter + Bürste




**A800 Filterrohr, 19721404**  
Filter aus mehrlagigem Edelstahlsieb für A105/1 Oberkorb, Maschenweite 63 µm. Reinigung mit A804 Reinigungsbürste. L 405 mm, Ø 22,5 mm




**A804 Reinigungsbürste, 19721412**  
Gedrehte Bürste mit Spiralborsten zur Reinigung des A800 Filterrohrs. Griff mit Dichtungstülle. Länge 500 mm, Länge der Bürste 100 mm


### Einsätze



**E130 Einsatz 1/2 für 10 Trays, 19721415**  
11 Halterungen (10 Fächer). H 170, Abstand 35 mm. 180 x 180 x 445 mm (HxBxT)




**E131/1 Einsatz, 19721416**  
Zur optimalen Beladung mit 5 Sieb- und Nierenschalen. 168 x 180 x 495 mm (HxBxT)




**E146 Einsatz 1/6, 19721417**  
Maschenweite: Boden 3 mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 8 mm. 2 Griffe mit Scharnier. Für Ober- oder Unterkorb. 55 x 150 x 225 mm (HxBxT)


### Einsätze




**E197 Einsatz 1/6 Siebschale, 19721418**  
Sieb. Maschenweite: Boden 3 mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 8 mm. 42 x 150 x 225 mm (HxBxT)




**E198 Einsatz 1/2, 19721419**  
Für 6 Siebschalen/Nierenschalen. 7 Halterungen (6 Fächer). H 160, Abstand 66,5 mm. (Kompatibel mit Siebschale E 197) 160 x 180 x 495 mm (HxBxT)




**E337/1 Einsatz 2/5, 19721420**  
Für senkrecht stehende Instrumente: 4 Kunststoffbehälter, 12 Fächer, ca. 22 x 28 mm. 4 Fächer, ca. 25 x 28 mm. 48 Fächer, ca. 13 x 14 mm. 113 x 173 x 445 mm (HxBxT)




**E363 Einsatz 1/6 Siebschale, 19721421**  
Maschenweite 1 mm, mit Deckel (ohne Behälter für Instrumente) 55 x 150 x 225 mm (HxBxT)




**E379 Einsatz 1/2 Siebkorb, 19721422**  
Sieb mit 2 Griffen. Maschenweite 1,7 mm, 80 (+30) x 180 x 445 mm (HxBxT)




**E430/1 Einsatz 1/3 Siebschale, 19721423**  
Sieb. Maschenweite 5 mm, 40 x 150 x 445 mm (HxBxT)




**E473/2 Einsatz, 19721424**  
Siebkorb mit Deckel für Kleinteile. Zum Einhängen an Siebschalen. 85 x 60 x 60 mm (HxBxT)




**E520 Einsatz, 19721426**  
Für 18 Wurzelkanalinstrumente. Mit Scharnier. Dampfsterilisation bei 121/134 °C, 45 x 75 x 30 mm (HxBxT)




**E521/2 Einsatz, 19721427**  
Für 7 Extraktionszangen oder orthopädische Molarenzangen. Fachgröße 21 x 80 mm. 135 x 100 x 189 mm (HxBxT)



**E522/1 Einsatz, 19721428**  
9 Halterungen für Zahnabdruckplatten. 140 x 100 x 190 mm (HxBxT)




**E523 Einsatz 1/2, 19721429**  
Für Siebschalen: 7 Halterungen (6 Fächer). H 145, Abstand 50 mm, 151 x 220 x 450 mm (HxBxT)




**E339/1 Einsatz, 19721437**  
Einsatz für Trays


### Dosierer



**DOS K85/1 200-240V 50Hz, 19721435**  
Dosiermodul




**DOS K85/1 NER, 19721442**  
Dosiermodul für Skandinavien




**DOS K85/1 200-240V 60Hz, 19721443**  
Dosiermodul

## Wiederaufbereitung mit dem optimalen Zubehör-Paket


**Oberkorb**  
Verstellbare Höhe, flexibel für verschiedene Einsätze.




**Einsatz**  
Für verschiedenes Instrumentarium geeignet, flexibel nutzbar.




**Unterkorb**  
Für Siebschalen und diverse Einsätze.




**Einsatz**  
Zur Aufnahme von unterschiedlichem Instrumentarium. Platzierbar im Ober- oder Unterkorb.




**Einsatz**  
Unterschiedliche Fächer, optimal mit senkrecht stehendem Instrumentarium zu beladen.



**Einsatz**  
Unterschiedliche Fächer, zur optimalen Beladung.



**Oberkorb - Injektordüsen**  
Für verschiedenes Instrumentarium, mit Injektordüsen.



**»Startpaket« 1-6 19721439**  
Mit perfekter Basisausstattung.

**»Injektionspaket« 3-8 19721440**  
Mit Zusatzausstattung, perfekt und insbesondere für Übertragungsinstrumente geeignet.

**Hinweis:**  
Die Geräte werden leer verkauft. Statten Sie Ihr Gerät mit der entsprechenden Ausrüstung aus.

# Reinigung und Desinfektion Ihrer Übertragungsinstrumente

## W&H Übertragungsinstrumente

Die speziellen Adapter ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion und sorgen für eine lange Lebensdauer Ihrer Übertragungsinstrumente.

### Folgende Typen benötigen zusätzliche Adapter:

AM 25 RM	A801 + AUF1 + ADS1 Silikon (weiß)
AM 25 L RM-RM 6-Loch	
AM 25 A RM-RM 4-Loch	
Alegria TE-97 RM-RM 4-Loch	
Alegria TE98 RM-RM 4-Loch	
PB-3 (S, LED, LED S), PA-1 LED	A801 + AUF1 + ADS3 Silikon (rot)
PB-5 (LQ, L, LS), Proxeo Aura PF-60 (Sprayhead 90° and 120° perio short)	A801 + AUF1 + ADS1 Silikon (weiß)

## Mitbewerber Übertragungsinstrumente

Reinigen und desinfizieren Sie Ihr gesamtes Produktsortiment effizient, mit oder ohne speziell notwendige Adapter.

### Folgende Typen benötigen zusätzliche Adapter:

RM Anschluss 4-Loch » Turbine, AM	A801 + AUF1 + ADS1 Silikon (weiß)
RM Anschluss 6-Loch » Turbine, AM	
BC 2/3 Loch » Turbine, AM	
NSK Mach®	

### Kein zusätzlicher Adapter benötigt:

ISO-Anschluss (E-Type), Winkelstücke	Nur A803 erforderlich, kein zusätzlicher Adapter
RQ-Anschluss	
KaVo Multiflex®	
Bien Air Unifix®***	
Morita CP4-O	

\*NSK Mach®, KaVo Multiflex® und Bien Air Unifix® sind Drittmarken und nicht mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH verbunden

**Hinweis:** Produkte ohne das Symbol , können nicht im Reinigungs- und Desinfektionsgerät aufbereitet werden.



AUF1



ADS1



ADS2



ADS3

Abb. Symbolfotos. © W&H Dentalwerk Bürmoos und © Miele GmbH.  
Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind  
nicht im Lieferumfang enthalten.

**W&H Sterilization Srl.**  
Via Bolgara, 2  
24060 Brusaporto (BG), **Italy**  
t +39 035-66 63 000  
f +39 035-50 96 988  
office.sterilization@wh.com  
wh.com

**W&H Deutschland GmbH**  
Raiffeisenstraße 3b  
83410 Laufen, **Deutschland**  
t +49 8682 8967-0  
f +49 8682 8967-11  
office.de@wh.com  
wh.com

**W&H Austria GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-239  
f +43 6274 6236-890  
office.at@wh.com  
wh.com

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
t +41 43 4978484  
f +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com